

BESTELLFORMULAR

SOPUR Easy max.

Rechnungsadresse

Firma: _____

Kommission: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____



Zugelassen bis 120 kg
Benutzergewicht



Versandadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

SOPUR Easy max.

Grundpreis = CHF 3470
unverbindliche Preisempfehlung

Bei Ersatzteilbestellung nicht untenstehende Code-Nr. verwenden!

Alle Preise in CHF exkl. MWSt

Mass toleranzen ± 1 cm, alle Massangaben in cm

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen

■ Std = Standard Option

n/c = Option ohne Aufpreis

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Stand: 01/21

Grundmasse





Basisangaben				
<input type="checkbox"/>	765 900 000	Vorderrahmenteil fix		3470
<input type="checkbox"/>	765 900 000	Vorderrahmenteil SwingAway		3470
<input type="checkbox"/>		Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet		n/c
Sitzbreite	Sitztiefe	Rückenhöhe	voreingestellt auf	Unterschenkellänge, ohne Sitzkissen
<input type="checkbox"/> 34cm	<input type="checkbox"/> 36cm nur FS fix	<input type="checkbox"/> 27.5-32.5cm	<input type="checkbox"/> 27.5cm	<i>UL muss 2.5cm weniger als Sitzhöhe vorne sein!!</i>
<input type="checkbox"/> 36cm	<input type="checkbox"/> 38cm		<input type="checkbox"/> 30.0cm	
<input type="checkbox"/> 38cm	<input type="checkbox"/> 40cm		<input type="checkbox"/> 32.5cm	Fussstütze fix und SwingAway
<input type="checkbox"/> 40cm	<input type="checkbox"/> 42cm	<input type="checkbox"/> 32.5-37.5cm	<input type="checkbox"/> 32.5cm	<input type="checkbox"/> 36cm <input type="checkbox"/> 44cm
<input type="checkbox"/> 42cm	<input type="checkbox"/> 44cm		<input type="checkbox"/> 35.0cm	<input type="checkbox"/> 37cm <input type="checkbox"/> 45cm
<input type="checkbox"/> 44cm	<input type="checkbox"/> 46cm		<input type="checkbox"/> 37.5cm	<input type="checkbox"/> 38cm <input type="checkbox"/> 46cm
<input type="checkbox"/> 46cm		<input type="checkbox"/> 37.5-42.5cm	<input type="checkbox"/> 37.5cm	<input type="checkbox"/> 39cm <input type="checkbox"/> 47cm
			<input type="checkbox"/> 40.0cm	<input type="checkbox"/> 40cm <input type="checkbox"/> 48cm
			<input type="checkbox"/> 42.5cm	<input type="checkbox"/> 41cm <input type="checkbox"/> 49cm
	Sondersitztiefe	<input type="checkbox"/> 42.5-47.5cm	<input type="checkbox"/> 42.5cm	<input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 50cm
	<input type="checkbox"/> 48cm		<input type="checkbox"/> 45.0cm	<input type="checkbox"/> 43cm <input type="checkbox"/> 51cm
	<input type="checkbox"/> 50cm		<input type="checkbox"/> 47.5cm	

■ SOPUR

Farben

Farbbezeichnung	Rahmen	Greifringe (Alu 24")
01 Weiss / White (RAL 9010)	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
02 Brillantsilber / Brillant Silver	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
03 Mattsilber / Matt Silver	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
04 Silber / Silver	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
06 Sonnengelb / Sun Yellow (RAL 1018)	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
07 Brillantlimone / Brillant Lime	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
08 Mattlimone / Matt Lime	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
14 Blau / Blue	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
15 Brillantmarin / Brillant Marine	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
16 Mattmarin / Matt Marine	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
19 Brillantviolett / Brillant Purple	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
20 Mattviolett / Matt Purple	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
21 Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
22 Brillantrot / Brillant Red	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
23 Mattrot / Matt Red	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
24 TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
27 Graphitmetallic / Graphite Metallic	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
28 Platinmetallic / Platinum Metallic	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
29 Schwarz / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
35 Himmelblau / Skyblue	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
36 Cyanmetallic / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
37 Marsrot / Mars red	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
39 Cappuccino	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
40 Kiwi	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
41 Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58
42 Mattanthrazit / Anthrazit mat	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 58

Vorderrahmen								
Vorderrahmenteil fix								
<input checked="" type="checkbox"/>	1235	fix	Rahmen 56cm	kurz	für Sitztiefen von 36-44cm	Std		
<input type="checkbox"/>	1235	fix	Rahmen 61cm	lang	für Sitztiefen von 46-50cm	n/c		
Vorderrahmenteil mit Fussstütze SwingAway								
<input checked="" type="checkbox"/>	1234	s/a	Rahmen 48cm	kurz	für Sitztiefen 38-42cm	Std		
<input type="checkbox"/>	1234	s/a	Rahmen 52cm	mittel	für Sitztiefen 44-46cm Leichtbaufussraste (2131) nur bis SB 44cm	n/c		
<input type="checkbox"/>	1234	s/a	Rahmen 56cm	lang	für Sitztiefen 48-50cm	n/c		
Rahmen Zubehör								
<input type="checkbox"/>	1247	Transitrollen	nicht in Kombination mit Sicherheitsrad			215		
<input type="checkbox"/>	1230	Ankippbügel	<input type="checkbox"/> Anbau rechts	<input type="checkbox"/> Anbau links	Stückpreis	49		
			<input type="checkbox"/> Anbau rechts und links			98		
<input type="checkbox"/>	1205	Stockhalter	nur in Kombination mit Ankippbügel			49		
<input type="checkbox"/>	1244	Sicherheitsrad abschwenkbar	<input type="checkbox"/> Anbau rechts	<input type="checkbox"/> Anbau links	Stückpreis	115		
			<input type="checkbox"/> Anbau rechts und links			230		
Fussstützen								
<input type="checkbox"/>	2120	Fussraste geteilt,	Fussauflage Aluminium winkel-/tiefeinstellbar			n/c		
<input type="checkbox"/>	2119	Fussraste durchgehend,	Fussauflage Aluminium winkel-/tiefeinstellbar			n/c		
<input type="checkbox"/>	2117	Abschwenkmechanismus für Fussraste durchgehend (2119)	min. Unterschenkelänge 36cm			45		
<input type="checkbox"/>	2131	Leichtbaufussraste durchgehend winkelverstellbar mit Wadenband	nicht in Komb. mit Abschwenkmechanismus (2117)			n/c		
		<input type="checkbox"/> Fussauflage Kunststoff schwarz	min. Unterschenkelänge 36cm			n/c		
		<input type="checkbox"/> Fussauflage Aluminium	min. Unterschenkelänge 36cm			n/c		
		<input type="checkbox"/> Fussauflage Karbon	min. Unterschenkelänge 36cm			125		
<input type="checkbox"/>	2118	Caddy, Träger für Taschen	min. Unterschenkelänge 37cm			99		
<input type="checkbox"/>	2133	Seitenschutz einstellbar, zur seittl. Abgrenzung der Fussauflage	nicht bei Fussraste automatisch mitfaltend!			50		
Sitz								
Sitzbespannung								
<input checked="" type="checkbox"/>	3002	Sitzbespannung mit Utensilentasche				Std		
<input type="checkbox"/>	3001	ohne Sitzbespannung				-50		
Sitzkissen und Sitzauflagen								
<input type="checkbox"/>	3026	Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz	Härte mittel	<input type="checkbox"/> 3cm	<input type="checkbox"/> 5cm	135		
<input type="checkbox"/>	3027	Sitzkissen Latex mit Bezug schwarz	Härte sehr weich	<input type="checkbox"/> 5cm	<input type="checkbox"/> 8cm	135		
<input type="checkbox"/>	3028	Sitzkissen Schaumstoff, Klimamembran Bezug schwarz	Härte mittel	<input type="checkbox"/> 3cm	<input type="checkbox"/> 5cm	235		
<input type="checkbox"/>	3029	Sitzkissen Latex, Klimamembran Bezug schwarz	Härte sehr weich	<input type="checkbox"/> 5cm	<input type="checkbox"/> 8cm	235		
<input type="checkbox"/>	3003	Sitzkissenwechselbezug mit Reissverschluss				65		
Rücken								
Rückenbespannung								
<input checked="" type="checkbox"/>	030316	EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche (neue EXO EVO Version)				Std		
		Farbe Einfassbänder:	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Orange	<input type="checkbox"/> Silber	<input type="checkbox"/> Rot	<input type="checkbox"/> Blau	
<input type="checkbox"/>	030317	EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert, anpassbar & atmungsaktiv - mit Rückentasche (neue EXO EVO Version)				n/c		
		Farbe Einfassbänder:	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Orange	<input type="checkbox"/> Silber	<input type="checkbox"/> Rot	<input type="checkbox"/> Blau	
<input type="checkbox"/>	4031	ohne Rückenbespannung				-30		
Schiebegriffe								
<input checked="" type="checkbox"/>	4022	Schiebegriffe Standard				Std		
<input type="checkbox"/>	4034	Schiebegriffe höhenverstellbar		<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> für JAY-Rücken	248		
<input type="checkbox"/>	4023	Abklappbarer Rücken nicht mit abklappbaren Schiebegriffen, Lumbalknick, winkeleinstellbarem Rücken				128		
<input type="checkbox"/>	4024	Schiebegriffe abklappbar nicht mit Rückenbespannung Std und abklappb. Rücken, Lumbalknick und winkeleinstellb. Rücken				148		
Rücken Zubehör								
<input type="checkbox"/>	4040	Lumbalknick	<input type="checkbox"/> 5° nach vorne	<input type="checkbox"/> 5° nach hinten	<input type="checkbox"/> 10° nach vorne	98		
<input type="checkbox"/>	1236	fest winkelverstellbarer Rücken +9° bis -9° in 3° Schritten		nicht mit Std-Bespannung 4005, 4229, 4262, abklappbarer Rücken 4023		328		
<input type="checkbox"/>	4035	Rückenkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz		Härte mittel	3cm dick	135		
<input type="checkbox"/>	4036	Rückenkissen Latex mit Bezug schwarz		5cm dick		135		
<input type="checkbox"/>	4011	Positionierungsgurt				79		
Seitenteile/Armauflagen								
Seitenteile								
<input checked="" type="checkbox"/>	040102	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe		mit Kälteschutz		Std		
<input type="checkbox"/>	040103	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung		mit Kälteschutz		n/c		
<input type="checkbox"/>	040104	Seitenteile Karbon mit Radabdeckung		mit Kälteschutz		n/c		
<input type="checkbox"/>	040120	Seitenteile Kunststoff schwarz mit Radabdeckung				n/c		
<input type="checkbox"/>	040128	Armauflage höhenverstellbar, verschraubt		nur in Kombination mit 040102		93		
<input type="checkbox"/>	040129	Radabdeckung Kunststoff vernietet				für Seitenteil Aluminium 4229	93	
Armauflagen								
<input type="checkbox"/>	040002	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar		Armauflage kurz (25 cm)		295		
<input type="checkbox"/>	040004	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar		Armauflage lang (31 cm)		295		
<input type="checkbox"/>	040001	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar		Armauflage kurz (25 cm)		195		
<input type="checkbox"/>	040003	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar		Armauflage lang (31 cm)		195		
<input type="checkbox"/>	040104	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar				ohne Armauflagepolster	195	
Antriebsrad								
Hinterrad (bitte unbedingt die jeweiligen Kombinationsmöglichkeiten beachten!)								
<input checked="" type="checkbox"/>	5137	Design Rad		24"		Std		
<input type="checkbox"/>	5140	Leichtgewichtsrads		24"		298		
<input type="checkbox"/>	5159	Spinergy Rad		24" und nur Alu-Greifreifen		529		
<input type="checkbox"/>	5162	Mountainbike Rad		24", Mountainbike-Bereifung, Felgen schwarz und Alu Greifreifen		389		
<input type="checkbox"/>	5162	Mountainbike Rad	Wechselsatz	Doppelbereifung, 2 Paar Antriebsrad zum Rollstuhl		489		
<input type="checkbox"/>	FMG2058	Trommelbremse für Begleitperson		24" Rad gekreuzt gespeicht, Greifreifen Aluminium		299		
<input type="checkbox"/>		ohne Hinterräder				-225		
Radsturz-Adapter								
<input type="checkbox"/>	5161	variable Radsturzeinstellung		<input type="checkbox"/> 1°	<input type="checkbox"/> 2°	<input type="checkbox"/> 3°	<input type="checkbox"/> 4°	n/c
Bereifung								
<input checked="" type="checkbox"/>	5125	Feinprofil Bereifung 1" Schwalbe Right Run				Std		
<input type="checkbox"/>	5180	Feinprofil Bereifung Schwalbe One		mit Pannenschutzgürtel	nur 24"	n/c		
<input type="checkbox"/>	5167	TwoGrip DownTown				nur 24"	44	
<input type="checkbox"/>	5168	Pannensichere Bereifung				24x1"	44	
<input type="checkbox"/>	5164	Marathon Evolution 24" pannensichere Einlage				nur 24"	54	



Antriebsrad Fortsetzung						Sitzhöhen hinten, Richtmasse						
Radgröße						min	fix	max	min	sa	max	
<input checked="" type="checkbox"/>	Radgröße 24"					Std	42	cm	50	42	cm	48
<input type="checkbox"/>	FMG2091 Radgröße 26"					396	45	cm	53	45	cm	51
Greifreifen												
<input type="checkbox"/>	5142 Aluminium Silber eloxiert					n/c						
<input type="checkbox"/>	5144 Aluminium Silber Klarlack					n/c						
<input type="checkbox"/>	5183 Aluminium pulverbeschichtet in Farbe						Preis siehe Farbwahl					
<input type="checkbox"/>	5174 Edelstahl poliert					n/c	24" bis 26"					
<input type="checkbox"/>	5122 Titanium blank					299	24" bis 26"					
<input type="checkbox"/>	5121 Titanium Klarlack beschichtet					299	24" bis 26"					
<input type="checkbox"/>	Surge mit Gummieinlage					290						
<input type="checkbox"/>	5120 Supergrip					350	nur 24"					
<input type="checkbox"/>	Greifreifenanbau		Abstand Felge zu Greifreifen		<input checked="" type="checkbox"/> 17mm eng	<input type="checkbox"/> 27mm weit	n/c					
<input type="checkbox"/>	Greifreifenanbau		Abstand Felge zu Greifreifen		<input type="checkbox"/> 07mm super eng	nur Edelstahl 24"	99					
<input type="checkbox"/>	5178 Greifreifen Überzug					119	nicht bei Titangreifreifen					
Speichenschutz												
Bitte separaten Speichenschutzkatalog beachten und entsprechende Radgröße und Sujet-Nummer auswählen												
<input type="checkbox"/>	Speichenschutz 24"					228	nicht bei Spinergrad					
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/> 5001	<input type="checkbox"/> 5002	<input type="checkbox"/> 5004	<input type="checkbox"/> 5005	<input type="checkbox"/> 5006	<input type="checkbox"/> 5007	<input type="checkbox"/> 5008				
<input type="checkbox"/>	5015	<input type="checkbox"/> 5025	<input type="checkbox"/> 5012	<input type="checkbox"/> 5014	<input type="checkbox"/> 5003	<input type="checkbox"/> 5018	<input type="checkbox"/> 5017	<input type="checkbox"/> 5016				
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/> 5024	<input type="checkbox"/> 5013	<input type="checkbox"/> 5022	<input type="checkbox"/> 5021	<input type="checkbox"/> 5020	<input type="checkbox"/> 5011	<input type="checkbox"/> 5019				
<input type="checkbox"/>	5009	<input type="checkbox"/> 5010	<input type="checkbox"/> 5135	<input type="checkbox"/> 5134	<input type="checkbox"/> 5129	<input type="checkbox"/> 5127	<input type="checkbox"/> 5130	<input type="checkbox"/> 5128				
<input type="checkbox"/>	5131	Speichenschutz transparent			nicht bei Spinergrad			198				
Lenkräder												
Vorderrad												
<input type="checkbox"/>	4"		<input type="checkbox"/> Vollgummi (5820)		<input type="checkbox"/> 85 - Vollgummi Leuchtrad (5815)		<input type="checkbox"/> 99 - Alufelge (5852)		n/c			
<input checked="" type="checkbox"/>	5"		<input checked="" type="checkbox"/> Vollgummi (5822)				<input type="checkbox"/> 99 - Alufelge (5853)		n/c			
<input type="checkbox"/>	6"		<input type="checkbox"/> Vollgummi Soft (5823)						n/c			
Lenkradgabel												
<input checked="" type="checkbox"/>	5824 Lenkradgabel Schraubachse					Std						
<input type="checkbox"/>	5849 Wechselsatz für Sitzhöhe vorne					78						
Sitzhöhen												
Vorderrahmen fix						Vorderrahmen mit Fusstütze SwingAway						
vordere Sitzhöhen			hintere Sitzhöhen			vordere Sitzhöhen			hintere Sitzhöhen			
durch drehen der Lochplatten sind weitere niedrigere Sitzhöhen hinten einstellbar						durch drehen der Lochplatten sind weitere niedrigere Sitzhöhen hinten einstellbar						
<input type="checkbox"/>	46 cm		<input type="checkbox"/> 42 cm		<input type="checkbox"/> 46 cm		<input type="checkbox"/> 42 cm					
<input type="checkbox"/>	47 cm		<input type="checkbox"/> 43 cm		<input type="checkbox"/> 47 cm		<input type="checkbox"/> 43 cm					
<input type="checkbox"/>	48 cm		<input type="checkbox"/> 44 cm		<input type="checkbox"/> 48 cm		<input type="checkbox"/> 44 cm					
<input type="checkbox"/>	49 cm		<input type="checkbox"/> 45 cm		<input type="checkbox"/> 49 cm		<input type="checkbox"/> 45 cm					
<input type="checkbox"/>	50 cm		<input type="checkbox"/> 46 cm		<input type="checkbox"/> 50 cm		<input type="checkbox"/> 46 cm					
<input type="checkbox"/>	51 cm		<input type="checkbox"/> 47 cm				<input type="checkbox"/> 47 cm					
<input type="checkbox"/>	52 cm		<input type="checkbox"/> 48 cm				<input type="checkbox"/> 48 cm					
<input type="checkbox"/>	53 cm		<input type="checkbox"/> 49 cm									
			<input type="checkbox"/> 50 cm									
Bremsen und Accessoires												
Bremsen												
<input checked="" type="checkbox"/>	060001 Standard Bremse					Std	060001					
<input type="checkbox"/>	060002 Kniehebelbremse					n/c	060002					
<input type="checkbox"/>	060023 Kompaktbremse EVO					n/c	060023					
<input type="checkbox"/>	060010 Bremshebelverlängerung					39	nur mit Kniehebelbremse					
Accessoires												
<input type="checkbox"/>	090024 Handluftkompressor					79						
<input type="checkbox"/>	090025 Luftpumpe					18						
<input checked="" type="checkbox"/>	090000 Werkzeugsatz					Std						
Vorbereitung für ATTITUDE Handbike												
<input type="checkbox"/>	090211 Andock-Pins für ATTITUDE Handbike - ohne Handbike Bestellung					95	(Andock-Pins montiert)					
<input type="checkbox"/>	090212 Andock-Pins für ATTITUDE Handbike - mit Handbike Bestellung						(Andock-Pins montiert, ATTITUDE Bestellung separat)					



Die folgenden Hinweise sind eine Empfehlung aus langjähriger Praxiserfahrung. Abweichungen sind im Einzelfall möglich

Sitzbreite	a) Beim Benutzer:	zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrecht gestellte Handfläche Platz lassen (ca. 1-2cm)
(SB)	b) Am Rollstuhl:	von aussen Sitzflächenrohr bis aussen Sitzflächenrohr
Sitztiefe	a) Beim Benutzer:	bei 90° Sitzhaltung: zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle 2-3 Finger breit (ca 3-6 cm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung
(ST)	b) Am Rollstuhl:	von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung Bemerkung: bei Einsatz als Trippelrollstuhl sollte die Sitztiefe kürzer gewählt werden
Rückenhöhe	a) Beim Benutzer:	Messungen einschliesslich Sitzunterlage (Sitzkissen) von der Sitzfläche höchstens bis eine Fingerbreite (1-2cm) unterhalb des Schulterblattes
(RH)		Wichtig! Die Rückenhöhe richtet sich nach dem Schweregrad der Behinderung
	b) Am Rollstuhl:	Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung
		Bemerkung: die Sitzstabilität des Benutzers hat grossen Einfluss auf die Rückenhöhe und kann deshalb sehr unterschiedlich sein
Unterschlenkel-	a) Beim Benutzer:	Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterseite Schuhsohle (eventuell Stützapparate berücksichtigen).
länge (UL)	b) Am Rollstuhl:	Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste. Beachte: Kissenstärke

Gesamtbreite mit:

24"

Bei 1° Sturz: SB+~18 cm
 Bei 2° Sturz: SB+~20 cm
 Bei 3° Sturz: SB+~26 cm
 Bei 4° Sturz: SB+~32 cm
 mit Trommelbremse +2 cm

Abmessungen:

	fix	SwingAway
- Rahmenlänge		
maximal	62cm	69cm
minimal	57cm	61cm
- Gesamtlänge		
maximal	92cm	98cm
minimal	84cm	89cm
- Faltmasse		
	ungefähr 29cm mit Antriebsrad	
	ungefähr 22cm ohne Antriebsrad	

Crash Test

Der Rollstuhl ist nach ISO 7176-19 Crash getestet und daher für den Transport in Fahrzeugen zugelassen.

Einstellbare Sitzhöhen vorne und hinten in cm bei 24" Hinterrad

Faltrahmen Easy max. mit Fussstützen fix

Faltrahmen Easy max. mit Fussstützen SwingAway

	SH vorne	SH hinten
LenkRad 4"	46	43, 45
	47	43, 44, 46
	48	42, 44, 45, 46, 47
	49	42, 44, 45, 47, 48
	50	42, 44, 45, 47, 48, 49
LenkRad 5"	48	42, 44, 46, 47
	49	42, 44, 45, 47, 48
	50	50, 43, 44, 46, 47, 48
	51	43, 45, 46, 48, 49
LenkRad 6"	50	43, 45, 47, 48
	51	43, 45, 46, 48, 49
	52	45, 46, 48, 49
	53	47, 48, 49, 50

	SH vorne	SH hinten
LenkRad 4"	46	43, 45
	47	43, 44, 46
	48	42, 44, 46
LenkRad 5"	47	42, 43, 44, 46
	48	42, 44, 46, 47
	49	42, 43, 45, 46, 48
LenkRad 6"	48	42, 43, 44, 45
	49	42, 43, 44, 45, 47
	50	43, 45, 47, 48



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare

SOPUR Easy max.	Grundpreis	CHF	3470
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	50
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	