

Extreme X8

Mit MPS Sitzsystem



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.


Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name			Name	
Strasse			Strasse	
PLZ/Ort			PLZ/Ort	
E-Mail			E-Mail	
Fon			Fon	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	B4M (für mich gebaut)	Max. Zuladung	182 kg – ohne Sitzlift und Sitzneigung 155 kg – mit Sitzlift und Sitzneigung
Kommission			Nutzergewicht	kg
Art.-Nr.: 24200000		Tarif Ziffer: 90.421.000		
Stand: 01.01.2022, Preise gültig bis auf Widerruf				

Grundpreis **CHF 25'900**

Alle Preise exkl. MWSt. / Unverbindliche Preisempfehlung

Kundenmasse

a) Kopfhöhe	mm
b) Schulterhöhe	mm
c) Achselhöhe	mm
d) Ellenbogenhöhe	mm
e) Hüfthöhe	mm
f) Schulterbreite	mm
g) Rumpfbreite	mm
i) Taillenbreite	mm
j) Oberschenkellänge	mm
m) Fusssohlenlänge	mm
n) Unterschenkellänge	mm
o) Effektive Sitzbreite	mm



Technische Informationen

Max. Nutzergewicht	182 kg – ohne Sitzlift und Sitzneigung 155 kg – mit Sitzlift und Sitzneigung	Bodenfreiheit	100 mm (hängt von der Konfiguration ab)
Breite Basis	710 mm	Antriebsräder (Allrad)	14" (schwarz)
Länge Basis	1'150 mm	Ladegerät	220V / 10 A
Steuerung	R-Net	Batterien	70 Ah Gel-Typ, wartungsfrei
Motor	4-polig, 10 km/h, 4 x 700 W	Wendekreis	2'000 mm
Statische Stabilität	10°	Dynamische Stabilität	10°
Bereifung	Maximaler Reifendruck abhängig von Nutzergewicht von 0,25 bis 0,55 Bar (siehe Tabelle Gebrauchsanweisung)		
Sitzhöhe	470 mm		

Crash-Test nach ISO7176-19 (optional Taxi-Befestigung)

ANTRIEBSEINHEIT

Elektrorollstuhl		CHF
MAG010006	Extreme X8	25'900

Farbauswahl		CHF
COWLRD	Flame Red (Rot)	Std
COWLBL	Ocean Blue (Hellblau)	n/c
COWLBK	Stealth Black (Schwarz)	n/c
COWLTG	Desert Tangerine (Orange)	n/c
3200Y	Sunrise Yellow (Gelb)	n/c
COWLGN	Forest Green (Grün)	n/c
COWLFC	Camo Forest (Camouflage handgestaltet) (1)	745
COWLFL	Flames fury (Flammen handgestaltet) (1)	745

Optionen Fahrwerk		CHF
MAG2944	Lenksperre	Std
MAG2899	Transportösen	Std
MAG4384	Sicherheitsrolle	Std

Antriebsräder – Grösse		CHF
MAGWH14BSP-2	Antriebsrad, 14"	Std

Antriebsräder – Felgen		CHF
MAGWH145BPS-PI-2	Felgen, silber	n/c
MAGWH145BPB-PI-2	Felgen, schwarz	Std

Antriebsräder – Bereifung		CHF
MAGDTPNEUMATIC	Antriebsradbereifung, Luft, Stollenprofil, schwarz	Std
MAG5981*4	Neverflat für X8 (pannengeschützte Bereifung)	175
MAG4707-4	Puncture Resistance Kit (pannengeschützte Bereifung, Einlage zwischen Reifen und Schlauch)	1'030

LED Licht		CHF
MAG2857	LED Licht und Blinker	Std

SITZ

Sitzneigungsmodule		CHF
MAG5333	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 50°	Std
MAG5332	Kombimodul, Sitzlift 300 mm / Sitzneigung 0° - 45°	1'840

Sitzhöhe		CHF
MAG2622-4	Sitzhöhe + 0 mm (470 mm)	Std
MAG3323-PI-2	Sitzhöhe + 25 mm (2)	n/c
MAG3323-PI-4	Sitzhöhe + 50 mm (2)	n/c

Sitzsysteme		CHF
MAGMPSSEATVINYL	MPS Sitz, Sitzkissenbezug, Vinyl	Std
MAGMPSSEATFABRIC	MPS Sitz, Sitzkissenbezug, Stoff	n/c

(1) Die Farboptionen COWLFC und COWLFL (Camouflage & Flammen) sind handgestaltet, es sind leichte Farb- und Musterabweichungen möglich

(2) Hinweis: Sitzhöhen Kits werden für Unterschenkelhöhen von 390 - 430 mm benötigt

MPS Sitzgrößen CHF

Sitzbreite		
MAGSW405MM	405 mm (nur mit den Tiefen: 405, 430 und 455 mm) (empfohlen für Beckenbreite 350 mm)	n/c
MAGSW430MM	430 mm (nur mit den Tiefen: 405, 430 und 455 mm) (empfohlen für Beckenbreite 375 mm)	n/c
MAGSW455MM	455 mm (empfohlen für Beckenbreite 375 mm)	Std
MAGSW480MM	480 mm (empfohlen für Beckenbreite 400 mm)	n/c
MAGSW510MM	510 mm (empfohlen für Beckenbreite 425 mm)	310
MAGSW535MM	535 mm (empfohlen für Beckenbreite 480 mm)	310
MAGSW560MM	560 mm (empfohlen für Beckenbreite 505 mm)	310
MAGSW585MM	585 mm (empfohlen für Beckenbreite 530 mm)	310
MAGSW610MM	610 mm (empfohlen für Beckenbreite 555 mm)	310
Sitztiefe		
MAGSD405MM	405 mm	n/c
MAGSD430MM	430 mm	n/c
MAGSD455MM	455 mm	Std
MAGSD480MM	480 mm	n/c
MAGSD510MM	510 mm	n/c
MAGSD535MM	535 mm	n/c
MAGSD560MM	560 mm	n/c

RÜCKEN

Rückensystem für MPS Sitz CHF

MAGMPSBACK	MPS Rücken	Std
------------	------------	-----

MPS Rückenkissen – Bezüge CHF

MAGFABRICBR	MPS Rückenkissenbezug, Stoff	n/c
MAGVINYLBR	MPS Rückenkissenbezug, Vinyl	Std

MPS Rücken – Größen CHF

Rückenbreite		
MAGBW405MM	405 mm (für Sitzbreiten 405, 430 und 455 mm)	n/c
MAGBW430MM	430 mm (für Sitzbreiten 405, 430, 455 und 480 mm)	n/c
MAGBW455MM	455 mm (für Sitzbreiten 405, 430, 455, 480 und 510 mm)	Std
MAGBW480MM	480 mm (für Sitzbreiten 430, 455, 480, 510 und 535 mm)	n/c
MAGBW510MM	510 mm (für Sitzbreiten 455, 480, 510, 535 und 560 mm)	310
MAGBW535MM	535 mm (für Sitzbreiten 480, 510, 535, 560 und 585 mm)	310
MAGBW560MM	560 mm (für Sitzbreiten 510, 535, 560, 585 und 610 mm)	310
MAGBW585MM	585 mm (für Sitzbreiten 535, 560, 585 und 610 mm)	310
MAGBW610MM	610 mm (für Sitzbreiten 560, 585 und 610 mm)	310
Rückenhöhe		
MAGBH430MM	430 mm	n/c
MAGBH480MM	480 mm	n/c
MAGBH535MM	535 mm	Std
MAGBH585MM	585 mm	n/c
MAGBH635MM	635 mm	n/c

Rückenwinkelverstellung CHF

Kombination MPS Sitz & MPS Rücken		
MAG3900-S-3901-F	Rücken, manuell verstellbar, 0° - 170° (stufenlos)	Std
MAG3904-S-3905-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 0° - 150°	1'690

Schiebegriffe CHF

MAG0056-WORKOR-2	Schiebegriffe	160
MAG0057-PI	Schiebebügel	160

Zubehör Rücken CHF

MAG2040-LANDR	Haken für Rucksack, an Rücken montiert	65
MAGHOOKA2-KIT	Haken für Rucksack, an Schiebebügel montiert	65

KOPFSTÜTZE CHF

MAG1718-V-MPS	MPS Kopfstütze	360
MAGREHABSTD	Magic Rehab Standard Kopfstütze	310
MAG4405	MULTI AXIS Kopfstütze (verstellbar)	240

Kopfstütze – Bezug CHF

MAGFABRICLHR	Stoff	n/c
MAGVINYLHR	Vinyl	Std

ARMLEHNEN**Armlehnen – Typen** CHF

MAG3572	Armlehne, Standard	Std
MAGFLEXIARM	Armlehne, flexibel einstellbar, hochklappbar	910

Armlehnen – Höhe

MAGAH220MM	220 mm	MAGAH260MM	260 mm	MAGAH300MM	300 mm	MAGAH340MM	340 mm	MAGAH380MM	380 mm
MAGAH230MM	230 mm	MAGAH270MM	270 mm	MAGAH310MM	310 mm	MAGAH350MM	350 mm	MAGAH390MM	390 mm
MAGAH240MM	240 mm	MAGAH280MM	280 mm	MAGAH320MM	320 mm	MAGAH360MM	360 mm		
MAGAH250MM	250 mm	MAGAH290MM	290 mm	MAGAH330MM	330 mm	MAGAH370MM	370 mm		

Armlehnen – Polster CHF

MAGAP75-WOKOR-2	Armpolster, Standard, 75 mm	Std
MAG3971+3972	Armpolster, MPS, P-Form, 100 mm	77

Armlehnen – Bezüge CHF

MAGAPVINYL	Armpolsterbezug, Vinyl	Std
MAGAPFABRIC	Armpolsterbezug, Stoff	n/c
MAGAPGEL	Armpolsterbezug, Gel und Dartex (Repol)	380

POSITIONIERUNG & ZUBEHÖR**Beckengurt** CHF

MAG4731	Beckengurt, aufrollbar	270
---------	------------------------	-----

STEUERUNG / ELEKTRONIK

Bedienpult – R-Net		CHF
PG-JSMLEDL	Bedienpult, R-Net, LED	Std
PG-JSM-PI	Bedienpult, R-Net, LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay)	n/c
PGJSM2IRBT-KIT	Bedienpult, R-Net, High Definition LCD, Infrarot (32 à 40 kHz) und Bluetoothfunktion (2 Geräte PC, Android und 2 Geräte IOS, iPhone, iPad)	1'300

Bedienpult – Anbauseite		CHF
MAGJSRIGHT	Bedienpult, Anbauseite, rechts	Std
MAGJSLEFT	Bedienpult, Anbauseite, links	n/c

Bedienpult – Anbau		CHF
MAG3083-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Magnet)	n/c
MAG3083-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach aussen (mit Magnet)	Std
MAG3083-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Verriegelung)	n/c
MAG3083-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach aussen (mit Verriegelung)	n/c

FUSSRASTEN

Unterschenkelänge

MAGLL300MM	300 mm	MAGLL340MM	340 mm	MAGLL380MM	380 mm	MAGLL420MM	420 mm (2)
MAGLL310MM	310 mm	MAGLL350MM	350 mm	MAGLL390MM	390 mm (1)	MAGLL430MM	430 mm (2)
MAGLL320MM	320 mm	MAGLL360MM	360 mm	MAGLL400MM	400 mm (1)		
MAGLL330MM	330 mm	MAGLL370MM	370 mm	MAGLL410MM	410 mm (2)		

Fussraste – Typen		CHF
Fussraste zentral montiert		
MAG4053	Fussraste, manuell, zentral montiert mit Fersen Support, mit Wadenpolster	Std
MAG2260-KIT	Fussraste, elektrisch, zentral montiert, hochschwenkbar, mit Wadenpolster	2'960
Fussraste geteilt, abschwenkbar		
MAG3528-4168xx	Fussraste, manuell, abschwenkbar, mit Wadenpolster	550
MAG3526	Fussraste, elektrisch, abschwenkbar, mit Wadenpolster	2'960

Fussplatten		CHF
MAG44172FFU	Fussplatte, geteilt, hochklappbar (für zentral montierte Fussraste)	n/c
MAGFLIPUPC	Fussplatte, einteilig, hochklappbar (für zentral montierte Fussraste)	n/c
MAG44172FF	Fussplatte, geteilt, fest (für abschwenkbare Fussraste)	n/c
MAG4312	Fussplatte, mit Verriegelung (für abschwenkbare Fussraste)	135
MAG4247	Kniepolster	515

ZUBEHÖR		CHF
MAG3198	Gepäckträger (max. Nutzlast 10 kg)	231
MAG1595	Wagenheber	150
MAG4705	Ladebuchse (1x12 V + 2x USB) – montiert an Sitzschiene, gegenüber dem Joystick	308
MAG4799	Ladebuchse (2x USB) – montiert an Sitzschiene, gegenüber dem Joystick	285
MAG4801	Ladebuchse (2x USB) – montiert an Armauflage, gegenüber dem Bedienpult	285
MAG44801-CONT	Ladebuchse (2x USB) – montiert an Armauflage, gegenüber dem Bedienpult	285
MAG5360	Hupe	92

(1) Bei UL 390–400 mm ist das Sitzhöhen-Kit +25 mm nötig (MAG3323-PI-2)

(2) Bei UL 410–430 mm ist das Sitzhöhen-Kit +50 mm nötig (MAG3323-PI-4)



Kommentare für B4M (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



Extreme X8		CHF
Grundpreis		25'900
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		90
Preis ohne MwSt.		
MWSt. 7.7 %		
Gesamtpreis inkl. MWSt.		

Datum		Unterschrift
Tag	Monat	Jahr



Sunrise Medical AG

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch