

Bestellung Kostenvoranschlag

Stand: 02/20	
Händler	Datum
	Kommission
Lieferanschrift	Menge

Grundpreis **CHF 1'080** (exkl. MwSt.) / unverbindliche Preisempfehlung





Tarifposition Sozialversicherung: **20.102.002**








- Leichtgewichts-Rollstuhl
- Sitztiefe verstellbar: 39 / 42 / 45 cm
- Sitzbreiten: 36 / 39 / 42 / 45 / 48 / 51 cm
- Sitzhöhen: 35 - 50 cm hinten / 40 - 53 cm vorn (abhängig von den Radgrößen)
- Schwerpunktverstellung
- Seitenteile mit Armlehnen, abklappbar und abnehmbar
- Armlehnen höhenverstellbar: 22 - 27 cm
- Abschenkbare, winkeleinstellbare Beinstützen 70° / 80° / 90°
- Fussplatten, winkeleinstellbar, mit Fersenbändern
- Zugbremsen
- Antriebsräder 16" / 20" / 22" / 24" mit Steckachse, wahlweise pannensicher oder luftbereift
- Vorderräder 5" / 6" / 8" pannensicher
- exkl. Sitzkissen
- inkl. Kippschutzrad
- Maximale Belastbarkeit: 140 kg



Die Standardkonfiguration ist im Folgenden mit 'Std' gekennzeichnet. Wünschen Sie andere Optionen, kreuzen Sie bitte die entsprechenden Kästchen an. Wird nichts angekreuzt, liefern wir die Standardkonfiguration. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BEI DEN ANGEGEBENEN Y-NUMMERN HANDELT ES SICH NICHT UM VOLLSTÄNDIGE ARTIKELNUMMERN. BITTE VERWENDEN SIE DIE Y-NUMMERN AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DER UNIT-ID "0286".

RAHMEN		Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.
	<input type="checkbox"/>	Y00995	1 Standardrahmen Sitzbreite 36 cm	n/c
	<input type="checkbox"/>	Y00996	1 Standardrahmen Sitzbreite 39 cm	n/c
	<input type="checkbox"/>	Y00997	1 Standardrahmen Sitzbreite 42 cm	n/c
	<input checked="" type="checkbox"/>	Y00998	1 Standardrahmen Sitzbreite 45 cm	Std
	<input type="checkbox"/>	Y00999	1 Standardrahmen Sitzbreite 48 cm	n/c
	<input type="checkbox"/>	Y01000	1 Standardrahmen Sitzbreite 51 cm	n/c
	RÄDER		Art.-Nr.	Bild
	<input checked="" type="checkbox"/>	Y00829	1 Vorderräder pannensicher	Std
	<input type="checkbox"/>	Y00827	1 Vorderräder 5" (nur in Verbindung mit 20" Antriebsrädern)	n/c
	<input checked="" type="checkbox"/>	Y00828	1 Vorderräder 6" (nicht in Verbindung mit 20" Antriebsrädern)	Std
	<input type="checkbox"/>	Y00847	1 Vorderräder 8" (nur in Verbindung mit 24" Antriebsrädern und Beinstütze 70°)	n/c
	<input type="checkbox"/>	Y01495	2 Gabel 146 mm mit Verlängerung, für 8" Vorderräder, für Sitzhöhe vorne 49 cm ² (einstellbar 46-53 cm)	47




RÄDER (Fortsetzung)		Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.
			Y00824 <input type="checkbox"/> 3 Antriebsräder 20", Paar (anderer Kippschutz erforderlich, siehe Zubehör)	n/c
			Y00825 <input type="checkbox"/> 3 Antriebsräder 22", Paar (anderer Kippschutz erforderlich, siehe Zubehör)	n/c
			Y00826 ● 3 Antriebsräder 24", Paar	Std
			Y00149 ● 3 Antriebsräder pannensicher mit Steckachse, 37 mm	Std
			Y00726 <input type="checkbox"/> 3 Antriebsräder luftbereit mit Steckachse, 37 mm (nicht in Verbindung mit 16" Antriebsrädern oder Einhandantrieb)	n/c
			Y00685 ● 3 Greifreifen Aluminium, Paar	Std
			Y00686 <input type="checkbox"/> 4 Greifreifen mit Antirutsch-Beschichtung	220
			Y00021 <input type="checkbox"/> 5 Greifreifenüberzug aus Silikon, Paar	189
			Y00830 <input type="checkbox"/> 6 Antriebsräder pannensicher mit Steckachse und Trommelbremse	204
			Y00150 <input type="checkbox"/> 6 Antriebsräder luftbereit mit Steckachse und Trommelbremse	204
			Y00852 <input type="checkbox"/> 7 Antriebsräder 16" pannensicher mit Trommelbremse	204
			Y00530 <input type="checkbox"/> 8 Einhandantrieb für Antriebsräder 24" pannensicher, rechts	1'381
			Y00523 <input type="checkbox"/> 8 Einhandantrieb für Antriebsräder 24" pannensicher, links	1'381
			Y01012 ● 9 Radsturz 0°	Std
			Y01013 <input type="checkbox"/> 10 Radsturz 3°	n/c

SITZHÖHEN

* ohne Sitzkissen



Antriebsrad	Sitzhöhe hinten *	Vorderrad	Gabel	Sithöhe vorne *	Bemerkungen
20"	38 (einstellbar 35-45)	5"	92 mm	40 cm	
22"	40 (einstellbar 37-47)	6"	120 mm	42 cm (einstellbar 42 - 44)	
24"	42 (einstellbar 40-50)	6"	146 mm	44.5 cm (einstellbar 42 - 46.5)	
24"	44 (einstellbar 40-50)	8"	146+Verl.	49 cm (einstellbar 46 - 53)	Gabel s. Y01495 (Räder)

RÜCKENOPTIONEN




Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.		
			Y00626 ● 1 Anpassrücken mit Schiebegriffen, Rückenhöhe 42-46 cm	Std
Y00603 <input type="checkbox"/>		2 Anpassrücken mit höhenverstellbaren Schiebegriffen, Rückenhöhe 40-44 cm	165	
Y01484 <input type="checkbox"/>		3 Anpassrücken winkelverstellbar, mit höhenverstellbaren Schiebegriffen	198	

Bei Verwendung der festen Armlehnen in Kombination mit einem Rücken mit verstellbaren Schiebegriffen kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn sich die Rückenlehne und die verstellbaren Schiebegriffe in der unteren Position befinden.




BREMSEN

Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.	
		Y00601 ● 1 Zugbremsen	Std
Y00602 <input type="checkbox"/>		2 Zugbremsen, wegklappbar	45
























ARMLEHNENPOLSTER

Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.	
			ARMLEHNEN EXIGO 20
Y00606 ● 1 Armlehne abklappbar, abnehm-/höhenverstellbar 22-27 cm, Std-Polster 30 cm, rechts			Std
Y00604 ● 1 Armlehne abklappbar, abnehm-/höhenverstellbar 22-27 cm, Std-Polster 30 cm, links			Std
Y00607 <input type="checkbox"/>		1 Armlehne abklappbar, abnehm-/höhenverstellbar 22-27 cm, Std-Polster 40 cm, rechts	n/c
Y00605 <input type="checkbox"/>		1 Armlehne abklappbar, abnehm-/höhenverstellbar 22-27 cm, Std-Polster 40 cm, links	n/c
Y00078 <input type="checkbox"/>		3 Hemiplegie-Armlehne, rechts, höhenverstellbar 17-24 cm (Armlehnenfixierung erforderlich)	218
Y00065 <input type="checkbox"/>		3 Hemiplegie-Armlehne, links, höhenverstellbar 17-24 cm (Armlehnenfixierung erforderlich)	218
Y00732 <input type="checkbox"/>		3 Hemiplegie-Armlehne, rechts, höhenverstellbar 22-29 cm (Armlehnenfixierung erforderlich)	218
Y00730 <input type="checkbox"/>		3 Hemiplegie-Armlehne, links, höhenverstellbar 22-29 cm (Armlehnenfixierung erforderlich)	218
Y01043 <input type="checkbox"/>		4 Armlehnenfixierung	61

BEINSTÜTZEN

Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.	
			BEINSTÜTZEN UND FUSSPLATTEN EXIGO 20
Y00741 ● 1 Beinstütze, 70°, 80° und 90° winkeleinstellbar, auf 80° eingestellt, rechts			Std
Y00740 ● 1 Beinstütze, 70°, 80° und 90° winkeleinstellbar, auf 80° eingestellt, links			Std
Y00737 <input type="checkbox"/>		2 Winkelverstellbare Beinstütze mit Längenausgleich, rechts	101
Y00736 <input type="checkbox"/>		2 Winkelverstellbare Beinstütze mit Längenausgleich, links	101
Y00640 <input type="checkbox"/>		3 Wadenplatte, SB 36 - 39 cm, rechts	39
Y00636 <input type="checkbox"/>		3 Wadenplatte, SB 36 - 39 cm, links	39
Y00641 <input type="checkbox"/>		3 Wadenplatte, SB 42 - 51 cm, rechts	39
Y00637 <input type="checkbox"/>		3 Wadenplatte, SB 42 - 51 cm, links	39
Y00898 <input type="checkbox"/>		4 Fussplatte, fest, ohne Fersenband, für Beinstütze winkeleinstellbar 70°, 80° und 90°, rechts	n/c
Y00897 <input type="checkbox"/>		4 Fussplatte, fest, ohne Fersenband, für Beinstütze winkeleinstellbar 70°, 80° und 90°, links	n/c
Y00834 <input type="checkbox"/>		5 Fussplatte, fest, mit Fersenband, rechts	n/c
Y00833 <input type="checkbox"/>		5 Fussplatte, fest, mit Fersenband, links	n/c
Y00890 <input type="checkbox"/>		6 Fussplatte, winkeleinstellbar, ohne Fersenband, rechts	n/c
Y00889 <input type="checkbox"/>		6 Fussplatte, winkeleinstellbar, ohne Fersenband, links	n/c
Y00892 ● 7 Fussplatte, winkeleinstellbar, mit Fersenband, rechts			Std
Y00891 ● 7 Fussplatte, winkeleinstellbar, mit Fersenband, links			Std
Y00894 <input type="checkbox"/>		8 Fussplatte, winkel- und tiefeinstellbar, ohne Fersenband, rechts	113
Y00893 <input type="checkbox"/>		8 Fussplatte, winkel- und tiefeinstellbar, ohne Fersenband, links	113
Y00836 <input type="checkbox"/>		9 Fussplatte, winkel- und tiefeinstellbar, mit Fersenband, rechts	118
Y00835 <input type="checkbox"/>		9 Fussplatte, winkel- und tiefeinstellbar, mit Fersenband, links	118

BEINSTÜTZEN (Fortsetzung)		Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.
AMPUTATIONS-BEINSTÜTZEN / GIPSBEIN-BEINSTÜTZEN				
	<input type="checkbox"/>	Y01273	10 Amputationsbeinstütze, rechts	123
	<input type="checkbox"/>	Y01272	10 Amputationsbeinstütze, links	123
	<input type="checkbox"/>	Y00287	11 Amputationsbeinstütze, winkelverstellbar, rechts	186
	<input type="checkbox"/>	Y00286	11 Amputationsbeinstütze, winkelverstellbar, links	186
	<input type="checkbox"/>	Y01052	12 Beinstütze mit Gipsbein-Auflage, rechts	156
	<input type="checkbox"/>	Y01051	12 Beinstütze mit Gipsbein-Auflage, links	156

ZUBEHÖR		Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.
			Y00866 <input type="checkbox"/> 1 Kippschutz, nur in Verbindung mit Antriebsrädern 24", wegdrehbar, rechts	n/c
			Y00865 <input type="checkbox"/> 1 Kippschutz, nur in Verbindung mit Antriebsrädern 24", wegdrehbar, links (zusätzlich)	97
			Y00868 <input type="checkbox"/> 2 Kippschutz mit Ankipphilfe, für 20" und 22" Antriebsräder, rechts	97
			Y00867 <input type="checkbox"/> 2 Kippschutz mit Ankipphilfe, für 20" und 22" Antriebsräder, links (zusätzlich)	97
			Y00012 <input type="checkbox"/> 3 Stockhalter, für 2 Stöcke	39
			Y00019 <input type="checkbox"/> 4 Tasche unter dem Sitz	39
			Y01330 <input type="checkbox"/> 6 Haltegurt mit Kunststoffverschluss	24
			Y01331 <input type="checkbox"/> 7 Haltegurt mit Metallverschluss	30
			Y01332 <input type="checkbox"/> 8 Polster klein, für Haltegurt	36
			Y01333 <input type="checkbox"/> 9 Polster gross, für Haltegurt	39
			Y01010 <input type="checkbox"/> Beckengurt	76
			Y01011 <input type="checkbox"/> Hosenträgergurt	116
			Y00082 <input type="checkbox"/> 10 Radstandsverlängerung, Paar	123
			Y01397 <input type="checkbox"/> 11 Therapietisch, transparent, Sitzbreite 36 cm	200
			Y00427 <input type="checkbox"/> 12 Therapietisch, transparent, Sitzbreite 39-51 cm	200
			Y00032 <input type="checkbox"/> 13 Speichenschutz 20", Paar, transparent	155
			Y00033 <input type="checkbox"/> 13 Speichenschutz 22", Paar, transparent	155
			Y00034 <input type="checkbox"/> 13 Speichenschutz 24", Paar, transparent	155
			Y01389 <input type="checkbox"/> 14 Speichenschutz Logo 20", Paar	382
			Y01390 <input type="checkbox"/> 14 Speichenschutz Logo 22", Paar	382
			Y01391 <input type="checkbox"/> 14 Speichenschutz Logo 24", Paar	382
			Y00127 <input type="checkbox"/> 15 Höhenverstellbarer Schiebebügel	72
			(nur in Verbindung mit Rücken mit höhenverstellbaren Schiebegriffen)	
			Y00126 <input type="checkbox"/> 16 Höhenverstellbarer Schiebebügel, mit Kopfstützenaufnahme (ohne Kopfstütze)	116
			(nur in Verbindung mit Rücken mit höhenverstellbaren Schiebegriffen)	
			Y00665 <input type="checkbox"/> 17 Kopfstütze Standard	134
			Y00666 <input type="checkbox"/> 18 Kopfstütze mit seitlicher Führung	209
			Y00667 <input type="checkbox"/> 19 Kopfstütze mit seitlicher Führung und multifunktionaler Halterung	354
			Y00668 <input type="checkbox"/> 20 Kopfstütze Standard mit multifunktionaler Halterung	281
			Y00648 <input type="checkbox"/> 21 Bezug für Kopfstütze Standard	74
			Y00649 <input type="checkbox"/> 21 Bezug für Kopfstütze mit seitlicher Führung	112
			Y00378 <input type="checkbox"/> 22 Positionierungskissen, klein, Paar	32
			Y00377 <input type="checkbox"/> 22 Positionierungskissen, gross, Paar	32
			Y01392 <input type="checkbox"/> 23 Luftpumpe	n/c
			Y00476 <input type="checkbox"/> 24 Sitzkissen Standard, Dicke 5 cm	125
			Y00550 <input type="checkbox"/> Tiefe Sitzkissen 39 cm	n/c
			Y00551 <input type="checkbox"/> Tiefe Sitzkissen 42 cm	n/c
			Y00552 <input type="checkbox"/> Tiefe Sitzkissen 45 cm	n/c

BEMERKUNGEN



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare



Exigo 20	Grundpreis	CHF	1'080
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	50
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	