



Sopur Easy^{max}


Farbe: Schwarz

Das Maximum ist gerade gut genug!

Der Easy^{max} ist ein Adaptivrollstuhl, der es in Punkto Stabilität und Fahreigenschaften mit jedem Starrrahmenrollstuhl aufnehmen kann. Die innenliegende Kreuzstrebe gewährleistet ein einfaches Handling und ermöglicht ein sehr kompaktes Foldmass.

Der Easy^{max} überzeugt auch durch interessante Detaillösungen. So sind z.B. die Verstellmechanismen der Lenkradaufnahme im Rohr integriert. Der 4 cm höhere Rahmen und die nach innen gebogene Rahmenführung erlauben eine optimale Justierung der Beine. Der abgerundete Rahmen in Verbindung mit der flach geformten Radabdeckung kommt völlig ohne Kanten aus und bietet somit einen hohen Komfort beim Aus- und Einsteigen bzw. Einladen des Easy^{max}.





Technische Daten






Innenliegende Kreuzstrebe



Leichtgewichts-Fussraste mit Seitenschutz



Fest winkeleinstellbarer Rücken
-9° bis +9° in 3° Schritten



= 28

Gesamtbreite (abhängig von Radwahl, Option, etc.):	SB + ca. 16cm	Gesamtgewicht:	ab 10.9 kg
Sitzbreite:	34 - 46 cm	Max. Zuladung:	120 kg
Sitztiefe:	36 - 50 cm	Sitzhöhe hinten:	43 - 50 cm
Rückenhöhe:	30 - 45 cm	Sitzhöhe vorne:	46 - 53 cm
Rückenwinkel:	-9° bis +9° (optional)	Tarifposition Sozialversicherung:	540 000

STEPS[™]
Sunrise Training and Education Programmes
KNOWLEDGE FOR THE FUTURE



SUNRISE
MEDICAL.

Sunrise Medical AG
Erlenuweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
E-Mail info@sunrisemedical.ch
Web www.sunrisemedical.ch