



Sitzkissen

Stand: 09/19

Rechnungsadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____

Versandadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____



Datum: _____

Kommission: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____

JAY® Easy Visco - Merkmale

Hoher Komfort und Stabilität.

Leichte Foam Basisschale mit Kontur für die Beckenstabilisierung

Medialer, lateraler Support für die Bein-/Oberschenkel Positionierung

Inkontinenzbezug und Foam Basisschale

Gerundete Basisschale als Standard für Rollstühle mit Sitzbespannung

Flache Basisschale als Option für Rollstühle mit solider Sitzauflage

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

Max. Benutzergewicht kg

Benutzergewicht kg

Anwendungsmöglichkeiten Beispiel:

Kunden mit leichtem bis mittlerem Dekubitusrisiko und einer leichten asymmetrischen Haltung, welche ein wenig Sitzführung/Unterstützung benötigen.

Stabilisiert das Sitzen im ViscoFoam der Basisschale und vermeidet ein Vor- und Zurückrutschen.

Grundpreis CHF 390 exkl. MWSt

unverbindliche Preisempfehlung

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Grundmasse

Sitzkissen Konfiguration KOMPLETTES PRODUKT		Sitzbreite SB												
		Code Sitzbreite	JEV25	JEV30	JEV35	JEV38	JEV40	JEV42	JEV44	JEV46	JEV48	JEV50	JEV56	JEV60
Code Sitztiefe	cm	25	30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60	Gerundete Basisschale Standard Produkt Code <input type="text" value="JEV ____ C"/> Flache Basisschale Optional Produkt Code <input type="text" value="JEV ____ F"/>
JEV__25_	25	○	○											
JEV__30_	30	○	○	○										
JEV__35_	35		○	○										
JEV__40_	40			○	○	○	○	○						
JEV__42_	42			○*	○	○	○	○	○	○				
JEV__44_	44				○	○	○	○	○	○				
JEV__46_	46			○		○	○	○	○	○	○	○	○	
JEV__48_	48				○*	○*	○*	○*	○*					
JEV__50_	50				○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	
JEV__52_	52								○*	○*				
JEV__56_	56											○	○	
JEV__60_	60												○	

* Grössen nur mit gerundeter Basisschale (curved) & Inkontinenzbezug erhältlich

Zubehör	Menge	Preis	Bestellcode
CJEV SBST C <input type="checkbox"/> Inkontinenzbezug - Kissen mit gerundeter Basis		133	CJEV ____ C
CJEV SBST F <input type="checkbox"/> Inkontinenzbezug - Kissen mit flacher Basis		133	CJEV ____ F
CJEV SBST CM <input type="checkbox"/> Luftzirkulationsbezug - Kissen mit gerundeter Basis		133	CJEV ____ CM
CJEV SBST FM <input type="checkbox"/> Luftzirkulationsbezug - Kissen mit flacher Basis		133	CJEV ____ FM

JAY Easy Visco - gerundete Basis - Code System

JAY Easy Visco Kissen Produkt Code	(inkl. Überzug)	JEV = Jay Easy Visco	25 = SB cm	30 = ST cm	> JEV2530C = komplettes Kissen
- Inkontinenz Ersatzbezug Produkt Code (Ersatzteil)	> C	JEV = Cover Jay Easy Visco	25 = SB cm	30 = ST cm	> CJEV2530C = Ersatzbezug
- Luftzirkulations Ersatzbezug Produkt Code (Ersatzteil)	> C	JEV = Cover Jay Easy Visco	25 = SB cm	30 = ST cm	> CJEV2530CM = Ersatzbezug

JAY Easy Visco - flache Basis - Code System

JAY Easy Visco Kissen Produkt Code	(inkl. Überzug)	JEV = Jay Easy Visco	25 = SB cm	30 = ST cm	> JEV2530F = komplettes Kissen
- Inkontinenz Ersatzbezug Produkt Code (Ersatzteil)	> C	JEV = Cover Jay Easy Visco	25 = SB cm	30 = ST cm	> CJEV2530F = Ersatzbezug
- Luftzirkulations Ersatzbezug Produkt Code (Ersatzteil)	> C	JEV = Cover Jay Easy Visco	25 = SB cm	30 = ST cm	> CJEV2530FM = Ersatzbezug
Feste Sitzeinlage (Holz)	Optionspreis CHF 77	JSI = Jay feste Sitzeinlage	25 = SB cm	30 = ST cm	> JSI2530 = feste Sitzeinlage

JAY Easy Visco	Grundpreis	CHF	390
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	13
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	