



Xtreme Active

Stand: 09/19

Rechnungsadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____



Versandadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____

Datum: _____

Kommission: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____

JAY® Xtreme Active - Merkmale

Jay Fluidtechnologie für optimale Druckentlastung der Sitzbeinhöcker

Leichte Foam Basisschale mit Kontur für die Beckenstabilisierung (tiefes Kissenprofil)

Medialer & lateraler Support für die Bein-/Oberschenkel-Positionierung (optional)

Innovatives System mit 2 Kissenbezügen: wasserabweisender Innenbezug zur einfachen Reinigung in Kombination mit 3 verschiedenen (waschbaren) Aussenbezügen:

Microklima-, Stretch- & Inkontinenzbezug

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

Max. Benutzergewicht: 150 kg
 Benutzergewicht kg

Anwendungsmöglichkeiten Beispiel:

Aktive Kunden mit erhöhtem Dekubitusrisiko und einer normalen symmetrischen Haltung, welche eine leichte Unterstützung & ein tiefes Sitz-/Boden-Verhältnis benötigen.

Aktive Kunden, die gleichzeitig eine gute Druckverteilung, ein hohes Mass an Scherkraftreduktion sowie moderate laterale/vorwärts Stabilität anstreben.

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Grundpreis CHF 810 exkl. MWST
 unverbindliche Preisempfehlung

Bei Bestellung eines Jay Xtreme Active Kissens bitten wir Sie um Einhaltung der nachfolgenden Schritte. Zubehör siehe Folgeseite.

Beispiel:

	Sitzbreite	Sitztiefe	Fluidfüllung	Kissenbezug	
JXAC	40	42	S	M	EU
JAY Xtreme Active	SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	SCHRITT 4	


Beispiel eines vollständigen Bestell-Codes:

JAY XTREME ACTIVE SITZKISSEN	Code #	Preis
Standard Fluid Pad (siehe Schritt 3)	JXAC	810
Grosses Fluid Pad (siehe Schritt 3)	JXAC	810

SCHRITT 1 & 2

SITZBREITE (SB) UND SITZTIEFE (ST)

		Sitzbreite (SB)									
		34	36	38	40	42	44	46	48		50
Sitztiefe (ST)	34	○	○								Positionierungs-Kit Klein (Grösse S) für Sitztiefen 34 - 42 cm
	36	○	○								
	38		○	○	○	○					
	40		○	○	○	○	○				
	42		○	○	○	○	○	○	○	○	Positionierungs-Kit Standard (Grösse R) für Sitztiefen 44 - 50 cm
	44			○	○	○	○	○	○	○	
	46				○	○	○	○	○	○	
	48					○	○	○	○	○	
	50						○	○	○	○	



SCHRITT 3

FLUID-FÜLLUNG	Auswahl	Code #
Standard Fluid Pad	<input type="checkbox"/>	S
Grosses Fluid Pad	<input type="checkbox"/>	L



Fluidfüllung Standard



Fluidfüllung gross

S oder L

SCHRITT 3

Alle Kissen werden mit einem wasserabweisenden Innenbezug geliefert, der für beide Fluidfüllungen geeignet ist.

**SCHRITT 4**


ÄUSSERER KISSENBEZUG	Auswahl	Code #
Microklimabezug	<input type="checkbox"/>	M
Stretchbezug	<input type="checkbox"/>	S
Inkontinenzbezug	<input type="checkbox"/>	I

M oder S oder I

SCHRITT 4

POSITIONIERUNG*(Optionaler Schritt - nur auswählen, wenn eine Positionierung gewünscht wird)***POSITIONIERUNGS-KIT FÜR DIE BEINE (vgl. Matrix auf S. 1)**

<input type="checkbox"/>	LSKJACEU-S	Positionierungs-Kit (klein) bis ST 42 cm
<input type="checkbox"/>	LSKJACEU-R	Positionierungs-Kit (Std) für ST 44 - 50 cm
Jeweils bestehend aus 2 lateralen & 1 medialen Keil für die Beinführung; Höhe jeweils 2.5 cm		

**ZUBEHÖR****Ersatzbezug, äusserer Kissenbezug (auch für Pos.-Kit geeignet)**

<input type="checkbox"/>	CJXAC ____ MEU	Microklimabezug	133
<input type="checkbox"/>	CJXAC ____ SEU	Stretchbezug	133
<input type="checkbox"/>	CJXAC ____ IEU	Inkontinenzbezug	133

SBST Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen**Ersatz-Kissenbasis**

<input type="checkbox"/>	BJXAC ____ SEU	Kissenbasis für Standard Fluid Pad	297
<input type="checkbox"/>	BJXAC ____ LEU	Kissenbasis für grosses Fluid Pad	297

SBST Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen**Ersatzbezug, innerer Kissenbezug**

<input type="checkbox"/>	CIJXAC ____ SEU	Innerer Bezug (für alle Kissen geeignet)	92
--------------------------	-----------------	--	-----------

SBST Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen**Feste Sitzeinlage**

<input type="checkbox"/>	JSI ____	Feste Sitzeinlage (aus Holz)	77
--------------------------	----------	------------------------------	-----------

SBST Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen**FLUID AUFLAGEN****Standard Fluid Pad**

<input type="checkbox"/>	FLJXAC-S1EU	Std. Fluid Pad für Sitzbreite 34 - 36 cm	549
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-S3EU	Std. Fluid Pad für Sitzbreite 38 - 40 cm	549
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-S5EU	Std. Fluid Pad für Sitzbreite 42 - 44 cm	549
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-S6EU	Std. Fluid Pad für Sitzbreite 46 - 50 cm	549

Grosses Fluid Pad

<input type="checkbox"/>	FLJXAC-L1EU	Grosses Fluid Pad für Sitzbreite 34 - 36 cm	549
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-L3EU	Grosses Fluid Pad für Sitzbreite 38 - 40 cm	549
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-L5EU	Grosses Fluid Pad für Sitzbreite 42 - 44 cm	549
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-L6EU	Grosses Fluid Pad für Sitzbreite 46 - 50 cm	549

JAY XTREME ACTIVE CODE

Sitzbreite (SB)	Sitztiefe (ST)	S/L	M/S/I	EU
JXAC				
SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	SCHRITT 4	

Bitte tragen Sie oben in die Kästchen die jeweiligen Codes von Schritt 1 - 4 ein.
Dies dient Ihnen und uns als Zusammenfassung der Kissen-Bestellung.

Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE

Wenn zusätzlich zum Kissen ein Positionierungs-Kit bestellt wird, muss kein zusätzlicher Innenbezug bestellt werden. Alle Innenbezüge sind mit entsprechenden Velcrobereichen versehen, die ein Anbringen der Positionierungskomponenten ermöglichen (gilt für alle Xtreme Active Kissen).
Wenn innerhalb des Kissens von einem Standard Fluid Pad auf ein grösseres gewechselt wird (oder umgekehrt), dann muss zusätzlich eine neue Kissenbasis bestellt werden. Die Basen wurden spezifisch für das Standard resp. grosse Fluid Pad entwickelt und sind nicht untereinander kompatibel.
Für Modifikationswünsche im Zusammenhang mit dem JAY Xtreme Active Kissen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

JAY Xtreme Active	Grundpreis	CHF	810
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	13
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	