










ROUES		Image	No. Art.		Position tarif.	CHF excl.
		1	Y00829	● Roues avant, increvables		Std
		1	Y00827	<input type="checkbox"/> Roues avant 5"		n/c
		1	Y00883	<input type="checkbox"/> Roues avant 5,5"		n/c
		1	Y00884	● Roues avant 7"		Std
			Y00885	<input type="checkbox"/> Roues avant 8" (200x50), increvables (std pour version XL)		n/c
		2	Y00824	<input type="checkbox"/> Roues arrière 20", paire		n/c
		2	Y00825	<input type="checkbox"/> Roues arrière 22", paire		n/c
		2	Y00826	● Roues arrière 24", paire		Std
		2	Y00149	<input type="checkbox"/> Roues arrière increvables avec déverrouillage rapide, 37 mm		Std
		2	Y00726	<input type="checkbox"/> Roues arrière pneumatique avec déverrouillage rapide, 37 mm (std pour version XL)		n/c
		2	Y00880	<input type="checkbox"/> Roues arrière, pneus à haute pression, 25 mm		n/c
		2	Y00685	● Mains courantes aluminium, paire		Std
		3	Y00686	<input type="checkbox"/> Mains courantes avec revêtement anti-glisse	500110	220
		4	Y00021	<input type="checkbox"/> Mains courantes en silicone, paire	500110	189
		5	Y00830	<input type="checkbox"/> Roues arrière increvables avec déverrouillage rapide et freins à tambours p. accomp.	500104	204
		5	Y00150	<input type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques avec déverrouillage rapide et freins à tambours p. accomp.	500104	204
		6	Y00135	<input type="checkbox"/> Roues arrière 12,5", increvables (incompatible avec châssis Alber)	500202	194
		6	Y00134	<input type="checkbox"/> Roues arrière 12,5", pneumatiques (incompatible avec châssis Alber)		n/c
		6	Y00139	<input type="checkbox"/> Roues arrière 16", increvables	500202	194



HAUTEUR DU SIÈGE











* sans coussin
















Roues arr.	Hauteur du siège arrière *	Roues av.	Fourche	Hauteur du siège avant *	Remarques
12.5"	48 cm	5"	142 mm	48 cm	très court
12.5"	53 cm	7"	142 mm	53 cm	étroit, large, très large
16"	53 cm	7"	142 mm	53 cm	étroit, large, très large
20"	48 cm	5"	142 mm	48 cm	
22"	50.5 cm	5"	142 mm	50.5 cm	
24"	53 cm	8" (200x50)	142 mm	53 cm	
24"	44 (réglable 40-50)	7"	142 mm	53 cm	

DOSSIER		Image	No. Art.		Position tarif.	CHF excl.
		1	Y01087	<input type="checkbox"/> Sans coussin de dossier		-62
		1	Y00627	● Dossier, amovible, vinyle, housse nettoiyable et désinfectable		Std
		1	Y00628	<input type="checkbox"/> Dossier, amovible, textile (Trevira CS), housse lavable (std pour version XL)		n/c
		2	Y00629	<input type="checkbox"/> Dossier avec guidage latéral, vinyle, housse nettoiyable et désinfectable (incompatible avec châssis très large, appui thoracique ou dossier velcro)	500119	277
		2	Y00630	<input type="checkbox"/> Dossier avec guidage latéral, textile (Trevira CS), housse lavable (incompatible avec châssis très large, appui thoracique ou dossier velcro)	500119	277
		3	Y00684	<input type="checkbox"/> Poignées réglables en hauteur, barre de stabilisation incl., étroit	500130	120
		3	Y00683	<input type="checkbox"/> Poignées réglables en hauteur, barre de stabilisation incl., large	500130	120
		4	Y00632	<input type="checkbox"/> Pincés appui thoracique, paire	500122	100
			Y00721	<input type="checkbox"/> Réglage électrique du dossier	500118	998
			Y00722	<input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'angle du siège	500118	998
			Y00723	<input type="checkbox"/> Réglage électrique du dossier et de l'angle du siège	500118	1'991

SIÈGE		Image	No. Art.		Position tarif.	CHF excl.
		1	Y01163	<input type="checkbox"/> Sans coussin		-62
		1	Y00700	● Coussin en vinyle, housse nettoiyable et désinfectable		Std
		1	Y00701	<input type="checkbox"/> Coussin textile (Trevira CS), housse lavable (std pour version XL)		n/c

ACCOUDOIRS		No. Art.		Position tarif.	CHF excl.	
		Y00532	● Accoudoir, réglable en hauteur, à droite		Std	
		Y00531	● Accoudoir, réglable en hauteur, à gauche		Std	
		1	Y00078	<input type="checkbox"/> Accoudoir pour hémiplégiques, réglable en hauteur 17 - 24 cm, à droite	500132	218
		1	Y00065	<input type="checkbox"/> Accoudoir pour hémiplégiques, réglable en hauteur 17 - 24 cm, à gauche	500132	218
		2	Y01426	<input type="checkbox"/> Accoudoir fixe, amovible, à droite	500120	33
		2	Y01425	<input type="checkbox"/> Accoudoir fixe, amovible, à gauche	500120	33

REPOSE-PIEDS		Image	No. Art.		Position tarif.	CHF excl.
		1	Y00741	<input type="checkbox"/> Repose-pieds, réglables de 70°, 80° et 90°, ajusté à 80°, à droite		n/c
		1	Y00740	<input type="checkbox"/> Repose-pieds, réglables de 70°, 80° et 90°, ajusté à 80°, à gauche		n/c
		2	Y00737	<input type="checkbox"/> Repose-pieds réglables en angle avec accord des longueurs, à droite		n/c
		2	Y00736	<input type="checkbox"/> Repose-pieds réglables en angle avec accord des longueurs, à gauche		n/c
		3	Y00640	<input type="checkbox"/> Appui-mollet, LS 36 - 39 cm, pour châssis étroit et très court, à droite		n/c
		3	Y00636	<input type="checkbox"/> Appui-mollet, LS 36 - 39 cm, pour châssis étroit et très court, à gauche		n/c
		3	Y00641	<input type="checkbox"/> Appui-mollet, LS 42 - 51 cm, pour châssis large et très large, à droite		n/c
		3	Y00637	<input type="checkbox"/> Appui-mollet, LS 42 - 51 cm, pour châssis large et très large, à gauche		n/c
		4	Y00890	<input type="checkbox"/> Palette réglable en angle, sans soutien talon, à droite		n/c
		4	Y00889	<input type="checkbox"/> Palette réglable en angle, sans soutien talon, à gauche		n/c
		5	Y00892	<input type="checkbox"/> Palette réglable en angle, avec soutien talon, à droite		n/c
		5	Y00891	<input type="checkbox"/> Palette réglable en angle, avec soutien talon, à gauche		n/c
		6	Y00739	● Repose-pieds avec accord des longueurs, ajustement rapide (version clinique), à droite		Std
		6	Y00738	● Repose-pieds avec accord des longueurs, ajustement rapide (version clinique), à gauche		Std
		7	Y00642	<input type="checkbox"/> Appui-mollet réglable en angle/hauteur pour repose-pieds avec ajust. rapide (version clinique) LS 39 cm, pour châssis étroit et très court, à droite		n/c
		7	Y00638	<input type="checkbox"/> Appui-mollet réglable en angle/hauteur pour repose-pieds avec ajust. rapide (version clinique) LS 39 cm, pour châssis étroit et très court, à gauche		n/c
		7	Y00643	<input type="checkbox"/> Appui-mollet réglable en angle/hauteur pour repose-pieds avec ajust. rapide (version clinique) LS 42 - 51 cm, pour châssis large et très large, à droite		n/c
		7	Y00639	<input type="checkbox"/> Appui-mollet réglable en angle/hauteur pour repose-pieds avec ajust. rapide (version clinique) LS 42 - 51 cm, pour châssis large et très large, à gauche		n/c
		8	Y00896	● Palette régl. en angle, pour repose-pieds avec ajust. rapide (version clinique), à droite		Std
		8	Y00895	● Palette régl. en angle, pour repose-pieds avec ajust. rapide (version clinique), à gauche		Std
		9	Y00658	● Allongement des repose-pieds std (p. version clinique), (uniq. avec palettes Y00896/Y00895)		Std
		9	Y00659	<input type="checkbox"/> Allongement des repose-pieds +6 cm (p. version clinique), (uniq. avec palettes Y00896/Y00895)	500124	31
		9	Y00660	<input type="checkbox"/> Allongement des repose-pieds +10 cm (p. version clinique), (uniq. avec palettes Y00896/Y00895)	500124	31
		10	Y00657	<input type="checkbox"/> Capitonage monobloc pour palette, pour les RP régl. en angle, étroit (uniq. avec RP version clinique)	500107	124
		10	Y00656	<input type="checkbox"/> Capitonage monobloc pour palette, pour les repose-pieds régl. en angle, large	500107	124
		11	Y00287	<input type="checkbox"/> Appui moignon, réglable en angle, à droite	500124	186
		11	Y00286	<input type="checkbox"/> Appui moignon, réglable en angle, à gauche	500124	186
		12	Y01042	<input type="checkbox"/> Repose-pieds 70°, escamotable, à droite (uniquement version XL)		n/c
		12	Y01041	<input type="checkbox"/> Repose-pieds 70°, escamotable, à gauche (uniquement version XL)		n/c

ACCESSOIRES		Image	No. Art.		Position tarif.	CHF excl.
		1	Y00540	<input type="checkbox"/> Cale d'abduction, petite	500126	145
		1	Y00541	<input type="checkbox"/> Cale d'abduction, grand	500126	155
		2	Y01434	<input type="checkbox"/> Appui thoracique, à droite (uniquement avec pinces appui thoracique Y00632, voir options dossier)	500122	118
		2	Y01435	<input type="checkbox"/> Appui thoracique, à gauche (uniquement avec pinces appui thoracique Y00632, voir options dossier)	500122	118
		2	Y00715	<input type="checkbox"/> Appui thoracique petit, à droite (uniq. avec pinces appui thoracique Y00632, voir options dossier)	500122	81
		2	Y00712	<input type="checkbox"/> Appui thoracique petit, à gauche (uniq. avec pinces appui thoracique Y00632, voir options dossier)	500122	81
			Y00650	<input type="checkbox"/> Revêtement appui thoracique petit	500122	77
		3	Y01095	<input type="checkbox"/> Appui-mollet, en continu, grand	500212	149
		3	Y01096	<input type="checkbox"/> Appui-mollet, en continu, petit	500212	149
		4	Y00863	<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité 38 mm	500111	57
			Y01010	<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité	500111	76
			Y01011	<input type="checkbox"/> Ceinture-harnais	500111	116
		5	Y00427	<input type="checkbox"/> Table de thérapie, transparent, largeur siège 39 - 51 cm	500117	200
		6	Y00720	<input type="checkbox"/> Table de thérapie, transparent sans capitonnage, petite découpe ventrale	500117	200
		7	Y00409	<input type="checkbox"/> Capitonage pour table de thérapie, petite découpe ventrale	500117	90
			Y01456	<input type="checkbox"/> Table de thérapie (uniquement version XL)	500117	228
		8	Y00032	<input type="checkbox"/> Protège rayons 20", paire	500125	155
		8	Y00033	<input type="checkbox"/> Protège rayons 22", paire	500125	155
		8	Y00034	<input type="checkbox"/> Protège rayons 24", paire	500125	155
		9	Y01389	<input type="checkbox"/> Protège rayons Logo 20", paire	500125	382
		9	Y01390	<input type="checkbox"/> Protège rayons Logo 22", paire	500125	382
		9	Y01391	<input type="checkbox"/> Protège rayons Logo 24", paire	500125	382
			Y00634	<input type="checkbox"/> Kit pour augmenter la hauteur du siège de 6.5 cm	500132	206
		10	Y00665	● Appui-tête standard		Std
		11	Y00666	<input type="checkbox"/> Appui-tête avec guidage latéral	500114	209
		12	Y00667	<input type="checkbox"/> Appui-tête avec guidage latéral et support multifonctionnel	500114	354
		13	Y00668	<input type="checkbox"/> Appui-tête standard avec support multifonctionnel	500114	281
		14	Y00648	<input type="checkbox"/> Revêtement pour appui-tête standard	500114	74
		14	Y00649	<input type="checkbox"/> Revêtement pour appui-tête avec guidage latéral	500114	112
			Y00733	<input type="checkbox"/> Kit pour réduire la profondeur du siège de 5 cm	500124	102
			Y00734	<input type="checkbox"/> Kit pour réduire la profondeur du siège de 7.5 cm	500124	102
			Y00735	<input type="checkbox"/> Kit pour réduire la profondeur du siège de 10 cm	500124	102
		15	Y00672	<input type="checkbox"/> Housse incontinence, version étroite	500209	100
		15	Y00673	<input type="checkbox"/> Housse incontinence, version large	500209	100
		15	Y00674	<input type="checkbox"/> Housse incontinence, version très courte	500209	100
		15	Y00675	<input type="checkbox"/> Housse incontinence, version très large	500209	100

REMARQUES



Veillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY



JAY Basic

JAY Soft Combi P

Dossier J3: différentes tailles et versions

Cirrus 4 / Cirrus 4 Version XL	Prix de base	CHF	
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	85
TVA 7.7%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	