



Edition : 08/20

Delphin

Adresse de facturation:
Société:
Rue:
NPA/Lieu:
Fon:



Adresse de livraison:
Société:
Rue:
NPA/Lieu:
Fon:

Date:
Commission:

No de commande de Sunrise Medical:

 Commande**E-mail service clientèle : cs@sunrisemedical.ch****Garantie**

Selon nos conditions générales.

Prrière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.Toutes les mesures en cm, mesures arrondies ± 1 cm

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Charge tolérée jusqu'à:**130 kg****Poids de l'utilisateur:** kg

N° art. : 301 00 000

Prix de base CHF 1780

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions

Prof. du siège	Largeur du siège		Hauteur du siège/hauteur du passage	
	mm		mm	
	430	480	550 / 460	630 / 540
	○	○	○	○
	Largeur hors tout avec/sans roues arrière		Hauteur du dossier 420 mm / poids env. 15 kg avec roues arrière	
	SB + 200 mm / SB + 140 mm			

Version standard

● 100124	Couleur du châssis standard : blanc signal		Std	
●	Cadre standard, convient aux toilettes conventionnelles jusqu'à 460 mm de hauteur (sans fixation pour installation sanitaire), soit une hauteur de siège de 550 mm	(le châssis peut être complété par 2 PC "d'équipement du cadre" max.)	Std	
●	Siège rigide	(couleur du capitonnage: noir)	Std	
●	Couvercle pour ouverture de siège		Std	
●	Cuvette hygiénique intercalaire, avec fixations		Std	
●	Dossier résistant (hauteur 420 mm)		Std	
●	Accoudoir, rembourré, relevable		Std	
●	Palette monobloc, rabattable à l'intérieur du cadre	Possibilités d'adaptation du repose-pieds en fonction de la longueur des jambes : HS 550 mm = 370 - 510 mm / HS 630 mm = 450 - 590 mm	Std	
●	Roues avant 5", inoxydables	(paire)	Std	
●	Roues arrière standard 24" avec mains courantes, déverrouillage rapide, pneus anti crevaison	(paire)	Std	
●	Freins à débattement court	(paire)	Std	

Options

<input type="checkbox"/> SB1185	Couleur de châssis spéciale : voir page suivante	(8 semaines de délai de livraison)	150 net	
<input type="checkbox"/>	Roulettes de transit	(paire)	249	
<input type="checkbox"/>	Levier de basculement		49	
<input type="checkbox"/>	Roulette de sécurité, pivotante		148	
<input type="checkbox"/>	Porte canne	(uniquement avec levier de basculement)	59	
<input type="checkbox"/>	Barre de sécurité		215	
<input type="checkbox"/>	Roues arrière 5", bandage caoutchouc plein, orientables, équipées de freins et d'un levier de blocage de direction	(paire)	248	
<input type="checkbox"/>	Sans roues arrière	(paire)	-248	
<input type="checkbox"/>	Rallonges pour freins à débattement court rabattable	(paire)	49	

Breezy Delphin	Prix de base	CHF	1780
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	50
TVA 7.7%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	

Couleur de châssis spéciale (construction spéciale : CHF 150 net; 8 semaines de délai de livraison)

01 Blanc / White	<input type="checkbox"/>	27 Graphite métallisé / Graphite Metallic	<input type="checkbox"/>
02 Argent brillant / Brillant Silver	<input type="checkbox"/>	29 Noir / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/>
03 Argent mat / Matt Silver	<input type="checkbox"/>	31 Noir mat / Matt black	<input type="checkbox"/>
06 Jaune soleil / Sun Yellow	<input type="checkbox"/>	33 Pink	<input type="checkbox"/>
07 Limone brillant / Brillant Lime	<input type="checkbox"/>	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/>
08 Limone mat / Matt Lime	<input type="checkbox"/>	35 Bleu ciel / Skyblue	<input type="checkbox"/>
14 Bleu / Blue	<input type="checkbox"/>	36 Cyan métallisé / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/>
15 Marine brillant / Brillant Marine	<input type="checkbox"/>	37 Rouge Mars / Mars red	<input type="checkbox"/>
16 Marine mat / Matt Marine	<input type="checkbox"/>	39 Cappuccino	<input type="checkbox"/>
21 Rouge Rubis / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi	<input type="checkbox"/>
22 Rouge brillant / Brillant Red	<input type="checkbox"/>	41 Flamant Glitter / Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/>
23 Rouge mat / Matt Red	<input type="checkbox"/>	42 Anthracite mat / Matt Anthracite	<input type="checkbox"/>
24 TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/>		