

GEMINO 60/60 M WALKER



BON DE COMMANDE


L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client		Adresse de livraison
N° client:		correspond à l'adresse de facturation N° client:
Nom:		Nom:
Rue:		Rue:
NPA/Lieu:		NPA/Lieu:
E-mail:		E-mail:
Tél.:		Tél.:
Informations relatives à la commande		
Commande	Devis	Commission:
Dernière mise à jour : 05.03.2021, prix valables jusqu'à nouvel avis		

Prix de base **CHF 777**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions



	Gemino 60 Walker	Gemino 60 M Walker
A Hauteur totale	985 - 1155 mm	895 - 985 mm
B Longueur totale	740 mm	740 mm
C Largeur totale	640 mm	640 mm
D Largeur entre les poignées	320 mm	320 mm
E Hauteur d'assise	620 mm	530 mm
Hauteur replié	1090 mm	1010 mm
Longueur replié	740 mm	740 mm
Largeur replié	355 mm	355 mm
Rayon de braquage	950 mm	950 mm
F Diamètre roues avant	280 x 42 mm	280 x 42 mm
G Diamètre roues arrières	230 x 42 mm	230 x 42 mm
Poids total sans sac à rabat	11,8 kg	11,6 kg
H Poids sac à rabat, standard	0,3 kg	0,25 kg
Poids max. utilisateur	130 kg	130 kg
Poids max. dans le sac à rabat	10 kg	10 kg
Taille recommandée	1500 - 2000 mm	1350 - 1700 mm

Dimensions et couleurs		CHF	Quantité
------------------------	--	-----	----------

Gemino 60 Walker			
7160020	Gemino 60 Walker, Silver grey	777	

Gemino 60 M Walker			
7160220	Gemino 60 M Walker, Silver grey	777	

Accessoires (sans montage)		CHF	Quantité
----------------------------	--	-----	----------

Sacs à rabat pour Gemino 60 Walker (incompatible pour Gemino 60 M Walker)			
9012314	Sac, avec clips de fixation, noir	145	
9012315	Sac, avec clips de fixation, Alcantara/noir	145	
9012316	Sac, avec clips de fixation, graphite/noir	145	
9012317	Sac, avec clips de fixation, vert menthe/noir	145	
9012318	Sac, avec clips de fixation, rouge/noir	145	
9012319	Sac, avec clips de fixation, rouge/noir	145	
9012320	Sac, avec clips de fixation, vert/noir	145	
9012321	Sac, avec clips de fixation, rose/noir	145	
7104006	Sac à rabat avec poignée et bandoulière, noir/noir	98	
7104025	Sac à rabat avec poignée et bandoulière, gris/noir	98	
7104024	Sac à rabat avec poignée et bandoulière, brun/noir	98	
7104022	Sac à rabat avec poignée et bandoulière, bleu/noir	98	
7104023	Sac à rabat avec poignée et bandoulière, rose/noir	98	

Autres accessoires			
7109011	Porte-béquille	33	
7109140	Tablette	50	
7109060	Parapluie, noir	109	
7109050	Panier porte-bouteille oxygène	98	
7109090	Support de fixation universel	21	
7109095	Eclairage	65	
7109100	Porte-perfusion	109	
9011992	Barre de stabilisation	63	
9012063	Freinage à une main (utilisable à gauche/à droite) (1)	79	
9011971	Freinage inversé (2)	98	

(1) Incompatible avec freinage inversé

(2) Incompatible avec freinage à une main

Frais d'expédition		CHF	Totale
	Par déambulateur	20	
	Palette de 5 pièce	80	
	Palette de 10 pièce		gratuit

Gemino 60 / 60 M Walker		CHF
Prix de base		
Total des suppléments		
Emballage et participation aux frais d'expédition		
Prix hors TVA		
TVA 7.7%		
Prix T.T.C.		

Date			Signature
Jour	Mois	Année	



Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
 CH-3110 Münsingen
 Fon +41 (0)31 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch

GEMINO ACCESSOIRES

Sac avec poignée, bandoulière et clips de fixation



// 9012314
Sac, avec clips de fixation, noir/noir



// 9012315
Sac, avec clips de fixation, Alcantara/noir



// 9012316
Sac, avec clips de fixation, graphite/noir



// 9012317
Sac, avec clips de fixation, vert menthe/noir



// 9012318
Sac, avec clips de fixation, rouge/noir



// 9012319
Sac, avec clips de fixation, bleu/noir



// 9012320
Sac, avec clips de fixation, vert/noir



// 9012321
Sac, avec clips de fixation, rose/noir

Sac à rabat avec poignée et bandoulière



// 7104006 Sac à rabat avec poignée et bandoulière, noir/noir



// 7104025 Sac à rabat avec poignée et bandoulière, graphite/noir



// 7104024 Sac à rabat avec poignée et bandoulière, brun/noir



// 7104022 Sac à rabat avec poignée et bandoulière, bleu/noir



// 7104023 Sac à rabat avec poignée et bandoulière, rose/noir

GEMINO ACCESSOIRES

Autres accessoires



// 7109011
Porte-béquille



// 7109140
Tablette



// 7109060
Parapluie, noir



// 7109050
Panier porte-bouteille oxygène



// 7109090
Support de fixation universel



// 7109095
Eclairage



// 7109100
Porte-perfusion



// 9011992
Barre de stabilisation



// 9012063
Freinage à une main
(utilisable des deux côtés)



// 9011971
Freinage inversé

Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17 | 3110 Münsingen | Fon +41 (0) 31 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch | www.SunriseMedical.ch