

aks-L4



Le lit médicalisé léger et fonctionnel pour les soins à domicile



- poids plume - facile à utiliser
- plan de couchage en 4 parties,
sommier en bois ou en métal à choix
- grande partie en bois
- hauteur des barrières latérales pour
matelas jusqu'à 19 cm selon la finition
- No. HMV. sollicité

made in troisdorf

Stand: 04|2008



Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon 031 958 3838
Fax 031 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.sunrisemedical.com



aks-L4

Le lit médicalisé léger et fonctionnel pour les soins à domicile

- 1 très fonctionnel grâce à son plan de couchage en 4 parties (sommier en métal ou en bois)
- 2 Parties dos et cuisses réglables automatiquement
- 3 stabilité assurée par 4 roues avec dispositif de blocage individuel
- 4 des 2 côtés, barrières latérales intégrées, particulièrement hautes, à choix en métal sans supplément de prix
- 5 Tête et pied de lit particulièrement léger et stable
- 6 Système de sécurité électrique: pas de courant dans la télécommande et les câbles en cas de non-utilisation de la télécommande.
- 7 Télécommande ergonomique intégrant le verrouillage des fonctions afin d'éviter une mauvaise utilisation de la télécommande par le patient.
- 8 livré avec potence et triangle de potence.



En option:

- 9 transport et stockage facilités grâce au support de transport et de stockage
- 10 rehausse de barrière pour utilisation avec matelas à cellules hautes (plus de 19 cm / bois)
- 11 capitonnage des barrières latérales
- 12 Extension de couchage pour les patients plus grands



Sous réserve de modifications et d'erreurs

Hauteur max. du matelas		Barrières latérales	
		Bois	Métal
Plan de couchage	Bois	15 cm	17 cm
	Métal	17 cm	19 cm

Données techniques

- Plan de couchage 90 x 200 cm
- Dimensions hors tout (larg. x long.) 104,5 x 219 cm
- Hauteur variable de 40 cm à 80 cm (sans matelas)
- Charge de fonctionnement en sécurité 185 kg
- Poids maximum du patient < 19 kg
- Alimentation 230 V; 50/60 Hz
- Tension 300 W
- Classification II
- Protection électrique IP X4
- Fabriqué selon les normes DIN EN 1970
DIN EN 60601-1
DIN EN 60601-1-2
DIN EN 60601-2-38+A1 (si applicable)
- Garantie 2 ans
- No de commande Lit disponible en 4 variantes, aide pour le transport et le stockage ou emballage à choix
No. De commande: voir liste de prix

