

# aks-S4



## Lit médicalisé à croisillons



- Système à croisillons 114x84cm, très stable et très sûr.
- Tous les réglages sont électriques.
- Possibilité d'ajuster la hauteur individuellement afin de permettre une meilleure qualité des soins.

Date: 10/2004



 **SUNRISE**  
MEDICAL.

Sunrise Medical AG  
Erlenauweg 17  
CH-3110 Münsingen  
Fon 031 958 3838  
Fax 031 958 3848  
info@sunrisemedical.ch  
www.sunrisemedical.com





# aks-S4

## Lit médicalisé à croisillons

- 1 Lit électrique à hauteur variable ; plan de couchage en 4 parties, relève buste et relève-jambe avec plicature des genoux électriques.
- 2 Sommier métallique afin d'assurer une parfaite hygiène (lattes bois disponibles en option).
- 3 Stabilité assurée par le système de croisillons ainsi que 4 roulettes à freins indépendants.
- 4 Grande amplitude de hauteur de réglage permettant aux soignants d'adapter la hauteur du lit à leur taille afin d'effectuer les soins.
- 5 Barrières bois.
- 6 Tête et pied de lit en Matériau MDF, très résistant.
- 7 Toutes les pièces métalliques sont recouvertes d'un enduit polyester leur conférant une très grande résistance.
- 8 Système de sécurité électrique : pas de courant dans la télécommande et les câbles en cas de non-utilisation de la télécommande.
- 9 Télécommande ergonomique intégrant le verrouillage des fonctions afin d'éviter une mauvaise utilisation de la télécommande par le patient.
- 10 Livré avec potence et triangle de potence.



### Accessoires :

- 11 Rehausse de barrières pour utilisation avec matelas à cellules hautes (Ref S39047).
- 12 Extension de couchage (20cm) pour les patients plus grands (Ref S72600 and S77070)
- 13 Protection de barrières (Ref 77551).
- 14 Possibilité de montage du lit par une seule personne grâce au nouveau kit de montage (S39039).
- 15 Extension du système de croisillons à utiliser avec l'extension de couchage (Ref S39050).

aks se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

### Données techniques

Plan de couchage	90x200cm
Dimensions hors tout	108x206cm
Hauteur variable	de 40 à 90cm
Charge de fonctionnement en sécurité	170kg
Poids maximum du patient	150kg
Diamètre des roulettes	125mm
Alimentation	230V; 50/60Hz
Tension	max. 150W
Classification	II, Type B
Protection électrique	IP X4
Fabriqué selon les normes	DIN EN 1970 DIN EN 60601-2-38+A1
Garantie	2 ans
Ref	S32608

