

ZIPPIE®

Le fauteuil roulant qui grandit avec l'enfant



Quickie RX Kidz - le meilleur choix pour équiper facilement un enfant

Issu du Quickie RXS, le RX Kidz est équipé des mêmes caractéristiques d'équipement et des mêmes fonctions, mais s'adapte spécialement aux besoins et à la taille des enfants.

Elargissement du châssis avant pour plus de stabilité

Le Quickie RX Kidz est non seulement disponible avec des repose-pieds Swing-Away mais encore avec un châssis avant fixe. Ce dernier améliore la stabilité et offre à l'enfant sécurité et confiance lors des trajets et des transferts hors du fauteuil.


Plus de place pour grandir

Le Quickie RX Kidz est un fauteuil roulant évolutif. Grâce au kit de rallongement de la profondeur du siège 2.5 et 5 cm et au repose-pieds réglables sans palier, ce fauteuil roulant s'adapte parfaitement à la taille actuelle de l'enfant.

Données techniques



Kit rallongement de la profondeur du siège 2.5 cm ou 5 cm. La position de l'assise 90° x 90° x 90° est toujours assurée par le kit de rallongement et par les repose-pieds réglables.



Plaque de fixation standard. Possibilité de monter l'adaptateur en haut ou en bas. Plaque de fixation pour les roues fixe vers l'arrière ou vers l'avant et positionnable en hauteur.



Centre de gravité et hauteur du siège réglable par plaque de fixation verticale (option)



Toile de siège et dossier avec motif d'impression spécial pour enfants (option)



Elargissement du châssis avant pour plus de stabilité



Repose-pieds réglable individuellement en hauteur, permet un ajustage de 15 cm en profondeur et 22.5 cm en hauteur

Largeur hors-tout (dépend du choix des roues, options): LS + env. 20 cm

Largeur du siège: 25 – 38 cm

Profondeur du siège: 25 – 38 cm

Hauteur du dossier: 30.5 – 43 cm

Angle du châssis: 70° Swing-away ou 90° châssis fixe

Poids total: 13.5 kg

Poids max. autorisé: 75 kg

Hauteur siège avant: 44 – 51 cm

Hauteur siège arrière: 36 – 49 cm

Couleurs: noir, jaune, turquoise, marine, violet, rouge



Sunrise Medical AG
Erlenuweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon 031 958 3838
Fax 031 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.sunrisemedical.ch