



«CE FAUTEUIL ROULANT M'A REDONNÉ MA LIBERTÉ ET A OUVERT UN MONDE DE POSSIBILITÉS DANS MA VIE.»

Lisa
NOUVELLE-ZÉLANDE

magic
Mobility™

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE COMPLETS

Vous vous êtes bien amusé et il se fait tard? Allumez vos feux. Fixés sur des supports en caoutchouc.



POUR LES INTIMES

Pouvoir rabattre les accoudoirs n'est pas seulement utile pour les transferts de côté...



ASSISES ET POSITIONNEMENT

D'innombrables options pour toutes les morphologies. Nos assises sont facilement ajustables et peuvent être conçues sur mesure pour une position fixe. Tout dépend de vos besoins.

REPRENEZ LE CONTRÔLE

Nous offrons une gamme complète de systèmes de contrôle avancés et de contrôles d'environnement. Faciles à programmer et faciles à utiliser.



Frontier V6 All Terrain

**POUR UNE
AVENTURE OUTDOOR
EXCEPTIONNELLE**



Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

V3/SWISS/APRIL19

BUILT TO LAST

CUSTOMISED FOR YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN MADE

Frontier
V6™



FRONTIER V6 ALL TERRAIN

Notre fauteuil électrique le plus apprécié au monde : le Magic Mobility Frontier V6 All Terrain. Il est idéal à l'extérieur mais aussi à l'intérieur grâce à ses dimensions compactes. Lorsque performance et polyvalence sont requises, le Frontier V6 All Terrain impressionnera tous ceux qui préfèrent les chemins à l'asphalte.

Données techniques :*

- Longueur : 1050 mm
- Largeur : 710 mm
- Hauteur sol-siège : 435 mm
- Rayon de braquage : 580 mm
- Charge utile max. : 182 kg, (155 kg avec élévation et inclinaison d'assise)
- Vitesse maximale : 10 km/h
- Moteurs : 4 pôles, 2 x 800 W
- Roues motrices : tout-terrain 14" noires
- Jantes chromées
- Roues directrices : 9" noires
- 70 Ah type GEL, sans maintenance
- Boîtier de commande R-Net avec affichage LCD
- Repose-pied central avec palette
- Systèmes d'assise et de dossier : confort, rehab

Options de positionnement :

- Options électriques : module combiné élévation (300 mm) et inclinaison d'assise (0° - 45°), inclinaison de dossier, repose-pied central électrique
- Systèmes d'assise et de dossier : confort, rehab
- Appui-têtes : confort, Magic standard
- Type de fixation d'appui-tête: standard, réglable
- Repose-pieds : central, manuels ou électriques
- Palettes : monobloc, relevables

Options et accessoires :

- Éclairage LED
- Chargeur USB
- Porte-bagage
- autres options et accessoires sur demande

Couleurs châssis :

- Rouge (standard)
- Bleu foncé
- Noir
- Vert
- Vert militaire
- Jaune
- Orange
- Pink
- Argent
- Bleu
- Violet foncé

Exemple de couleur :



NOIR - JANTES CHROMÉES



VERT MILITAIRE - JANTES CHROMÉES

«NOUS CRÉONS
DES FAUTEUILS
ROULANTS SUR
MESURE DEPUIS
25 ANS POUR
QUE VOUS
PUISSIEZ VIVRE
VOTRE VIE»

Ashley Daff
DIRECTEUR




LE SOUCI DU DÉTAIL

En travaillant en étroite collaboration avec vous, nous pouvons concevoir un fauteuil roulant qui sera entièrement vôtre. Nous connaissons les petits détails qui font toute la différence.

DES PRODUITS CONÇUS POUR DURER

Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. Votre fauteuil roulant étant votre mode de déplacement, la fiabilité est primordiale. Nous préférons prendre le temps d'améliorer la conception de nos produits plutôt que d'avoir à les réparer.



DES PRODUITS RÉFLÉCHIS JUSQU'AU MOINDRE BOULON

Dès que nous pensons pouvoir améliorer nos produits, nous le faisons. Notre équipe interne d'ingénieurs travaille directement avec des clients et des thérapeutes. Toute l'équipe travaille sans relâche pour améliorer votre expérience et les performances au quotidien de votre fauteuil Magic Mobility.

FIÈREMENT CONÇUS ET FABRIQUÉS EN AUSTRALIE

Nous sommes heureux d'offrir des produits fabriqués en Australie. Nous aimons rencontrer nos clients, connaître leurs besoins toujours changeants et en prendre bonne note pour retourner à nos croquis.



* Votre fauteuil roulant est équipé de moteurs électriques et ne doit JAMAIS être conduit dans l'eau, les rivières, les ruisseaux ou la mer.
* Sous réserve de modifications techniques. Veuillez chercher en ligne pour trouver la version actuelle.
* Certains modèles exclus.



Magic Mobility fait partie de la famille Sunrise Medical.

Magic Mobility | 2/112 Browns Road, Noble Park VIC 3174 Australia
+61 3 8791 5600 | sales@magicmobility.com.au

Découvrez avec nous magicmobility.com.au

