

Nouveaux produits
de la série Q de QUICKIE

Anciens produits QUICKIE

Complex
Rehab



Q700 R
SEDEO ERGO



Q700 M
SEDEO ERGO



Q700 F
SEDEO ERGO



Q700-UP M
SEDEO ERGO



Q700-UP F
SEDEO ERGO

Jive UP

Jive M²
Sedeo Ergo

Rehab



Q700 R
SEDEO PRO



Q700 M
SEDEO PRO



Q700 F
SEDEO PRO

Puma 40 R²

Jive M²

Jive F

Mobility



Q500 R
SEDEO PRO



Q500 M
SEDEO PRO



Q500 F
SEDEO PRO

Salsa R²

Salsa M²

Standard



Q200 R
version box



Q400 R
SEDEO LITE



Q400 M
SEDEO LITE



Q400 F
SEDEO LITE

	Q700-UP	Q700	Q500	Q400	Q200
Performance en plein air	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Performance à l'intérieur	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Châssis / suspensions	●●●●● F : essieu oscillant (FTSS) / suspensions indépendantes M : suspensions indépendantes / SpiderTrac 2.0	●●●●● F & R : essieu oscillant (FTSS) / suspensions indépendantes M : suspensions indépendantes / SpiderTrac 2.0	●●●●● F & R : essieu oscillant (FTSS) / suspension M : suspension / Anti-Pitch	●●●●● F & R : élastomère M : suspension / Anti-Pitch	●●●●● R : essieu fixe / suspensions indépendantes
Moteurs	puissance : 4 pôles	puissance : 4 pôles	puissance : 4 pôles	puissance : 2 pôles	puissance : 2 pôles
Vitesse maximale	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Batteries	80 Ah	60 Ah/80 Ah	60 Ah/80 Ah	50 Ah/60 Ah/80Ah	55 Ah
Poids max. utilisateur	120 kg	160 kg	160 kg	136 kg	136 kg
Type d'entraînement	Roues motrices centrales / avant	Roues motrices centrales / avant / arrière	Roues motrices centrales / avant / arrière	Roues motrices centrales / avant / arrière	Roues motrices arrière
Système d'assise	SEDEO ERGO UP	*SEDEO ERGO / SEDEO PRO	SEDEO PRO	SEDEO LITE	SLING SEAT
Commande	R-Net PM 120 (évolutif)	*R-Net PM 120 (évolutif) / R-Net	R-Net	VR2	VR2

AJUSTÉ INDIVIDUELLEMENT À VOS BESOINS ET À VOTRE STYLE DE VIE.

