



Le nouveau design IRIS: tout en finesse!
L'apparence a été retravaillée et les fonctions améliorées.

La nouvelle conception de la bascule offre un roulement plus fluide et 2 niveaux de positionnement. Une rotation jusqu'à 40° avec la balançoire courte ou jusqu'à 55° avec la balançoire standard.

Le poids a pu être réduit: le nouveau Quickie IRIS est plus simple à manœuvrer et à transporter.

Le conduit de câble amélioré et le mécanisme de bascule activé par une pédale à pied sont autant d'éléments en faveur du client.



CARACTÉRISTIQUES

Le mécanisme de bascule activé par une pédale à pied supprime les câbles exposés.

Si vous désirez tout de même utiliser la fonction manuelle de basculement, les nouveaux clips garantissent un câblage sans entrave



Utilisation du mécanisme de bascule par une pédale à pied



Le nouveau Quickie IRIS est compatible avec le JAY J3



Un câblage sans entrave



Des clips pour maintenir le câble

Pour voir le produit en fonction, visitez notre site www.reha-markt.ch/iris.html

La nouvelle fixation pour les roues avant offre une position plus basse de la partie avant du siège. Avec une hauteur sol-siège réduite, l'accès aux tables est facilité et si une coque de siège est nécessaire, la hauteur totale peut être diminuée. En cas de besoin, une position basse permet également de faire des petits pas pour se déplacer.

Pour de plus amples informations, appelez le 031 958 3838 ou visitez notre site www.sunrisemedical.com



La référence en matière de positionnement

De mieux en mieux!

Le mécanisme breveté IRIS „Intelligent Rotation in Space“ combine un design léger et compact à une fonctionnalité de pointe.

Un équilibre idéal pour le positionnement individuel du siège sur le centre de gravité .

