



Multifunktions-
Rollstuhl

CIRRUS 4



Der Multifunktions-Rollstuhl Cirrus 4 ist der Klassiker unter den Multifunktions-Rollstühlen! Besonders hochwertig und extrem stabil, hat er sich seit Jahrzehnten beim Einsatz im klinischen und häuslichen Bereich bewährt. Die ergonomische Sitzeinheit und die vielen Einstellmöglichkeiten sorgen für die perfekte Positionierung des Nutzers. Der Cirrus 4 steht Ihnen in vier verschiedenen Rahmenausführungen zur Verfügung und wird zusätzlich durch Modelle für starke Nutzer und Kinder ergänzt. Mit dem Cirrus 4 können Sie sicher sein, dass Sie jeder Herausforderung bei der Lagerung und Positionierung gerecht werden!

Produktmerkmale

- Cirrus 4 – der Klassiker unter den Multifunktions-Rollstühlen ist bis 140 kg belastbar!
- Cirrus 4 XL – für starke Nutzer von bis zu 175 kg, in den Sitzbreiten 60 - 67 und 65 - 72 cm erhältlich.
- Cirrus 4 K – wurde für Kinder mit einer Sitzbreite von 34 - 41 cm entwickelt.
- Für die langfristige und sehr anspruchsvolle Nutzung im klinischen und häuslichen Bereich vorgesehen.
- Multifunktions-Rollstuhl ist dank hervorragender Materialien äußerst robust und extrem stabil.
- Durch vier verschiedene Rahmenausführungen lässt sich ein außerordentlich umfangreicher Nutzerkreis versorgen.
- Großer Verstellbereich bei der Sitzkantelung und Rückenwinkelverstellung für eine individuelle Positionierung.
- Bei Veränderung des Rückenwinkels gleicht sich die Position der Armlehnen automatisch an.
- Herausragender Sitzkomfort durch ergonomisch geformte Sitzeinheit.
- Sitztiefenverstellung kann als Gleitsitz für einen einfachen Transfer genutzt werden!
- Sehr umfangreiches Zubehör, wie z. B. Kopfstütze mit seitlicher Führung und multifunktionaler Halterung.
- Cirrus 4 kann mit Schiebehilfe und Treppensteigergerät ausgestattet werden.
- Ideal für den Wiedereinsatz und die Fallpauschale.



Strapazierfähiger Klassiker



Der Cirrus 4 ist einer der bekanntesten Multifunktions-Rollstühle auf dem Markt! Durch die hochwertigen Materialien und die solide Verarbeitung ist er besonders strapazierfähig und hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Selbst bei einer sehr anspruchsvollen Nutzung wird er sowohl in der Klinik als auch im häuslichen Bereich langfristig Freude bereiten! Der Cirrus 4 ist in vier verschiedenen Rahmenausführungen erhältlich: schmal, breit, extra-breit und extra-kurz. Dadurch können Sie Nutzer von Sitzbreite 34 bis 55 cm mit ihm versorgen.

Transfer leicht gemacht



Mit dem Cirrus 4 bekommt das Thema Lagerung und Positionierung eine neue Dimension! Die Rückenwinkelverstellung von 75 - 135° und die Sitzkantelung von -5 - 18° ermöglichen es Ihnen, für jeden Nutzer die perfekte Sitzposition zu finden. Die serienmäßige Sitztiefenverstellung von 45 - 60 cm macht Ihnen den Transfer ganz leicht: Nachdem Sie einen Hebel gelöst haben, können Sie die Sitzfläche als Gleitsitz zum Umsetzen des Nutzers nach vorne und hinten schieben. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der Scherkräfte beim Transfer.



Langfristig bestens versorgt

Selbst wenn sich das Krankheitsbild ändern sollte: Mit dem Cirrus 4 werden Sie allen Bedürfnissen gerecht, jetzt und in der Zukunft. Dadurch ist er auch ideal für den Wiedereinsatz und die Fallpauschale. Für die individuelle Anpassung an den Nutzer können die Multifunktions-Rollstühle Cirrus 4, Cirrus 4 XL und Cirrus 4 K mit einer Vielzahl an Zubehör ausgestattet werden.

1 Durch die winkelverstellbaren Beinstützen mit Wadenplatten, Längenausgleich und Schnellverstellung kann der Kniewinkel perfekt angepasst werden. Optional ist ein einteiliges Fußplattenpolster erhältlich.

2 Die Sitztiefenverstellung kann als Gleitsitz für den Transfer nach vorne und hinten geschoben werden. Die Armlehnen sind komplett abnehmbar und die Position des Verstellhebels kann frei gewählt werden. Bei Veränderung des Rückenwinkels gehen die Armlehnen automatisch mit!



3 Aufgrund des großen Verstellbereichs von Rückenwinkelverstellung und Sitzkantelung, wird jedem Nutzer die perfekte Sitzposition ermöglicht. Optional können die Verstellungen auch elektrisch erfolgen.

Details



Der Cirrus 4 XL ist für starke Nutzer mit einer maximalen Belastbarkeit von 175 kg vorgesehen. Er ist in den Sitzbreiten 60 - 67 cm und 65 - 72 cm erhältlich und ganz besonders stabil. Der Cirrus 4 XL kann mit einer Vielzahl an Zubehör ergänzt werden.



Der Cirrus 4 K wurde für Kinder entwickelt und ist von Sitzbreite 34 - 41 cm einstellbar.



Das Chassis des Cirrus 4 eignet sich bestens für die Verwendung als Untergestell für Sitzschalen.

Technische Daten

Abmessungen	CIRRUS 4			CIRRUS 4 XL
	schmal	breit	extra-breit	
Sitzbreite	34 - 41 cm	41 - 48 cm	48 - 55 cm	60 - 67 cm / 65 - 72 cm
Sitztiefe		45 - 60 cm		45 - 60 cm
Sitzhöhe vorn		46 - 53 cm		46 - 53 cm
Rückenhöhe	63 - 67 cm	63 - 67 cm	60 - 64 cm	60 - 64 cm
Antriebsräder		12" / 16" / 20" / 22" / 24"		24"
Lenkräder		5" / 5,5" / 7" / 8"		8"
Sitzkantelung		-5 - 18°		-5 - 18°
Rückenwinkel		75 - 135°		75 - 135°
Gesamthöhe	103 cm	105 cm	105 cm	105 cm
Gesamtbreite		Sitzbreite + 20 cm		Sitzbreite + 20 cm
Gesamtlänge		114 cm		106 cm
Gewicht	32,4 kg	33,6 kg	35,5 kg	45 kg / 48 kg
Max. Belastbarkeit		140 kg		175 kg!

Rahmenfarben: Grau (alle Modelle)



Sunrise Medical AG

Lückhalde 14
CH-3074 Muri/Bern
Fon 031 958 3838
Fax 031 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch



Crashtest nach ISO 7176-19
zugelassen für Personentransport
im Fahrzeug