



Adresse de facturation:

Société: _____
 Rue: _____
 NPA/Lieu: _____
 Fon: _____ Fax: _____

Date: _____
 Commission: _____



Adresse de livraison:

Société: _____
 Rue: _____
 NPA/Lieu: _____
 Fon: _____ Fax: _____

No de commande de Sunrise Medical: _____

- Commande **built4me**
 Devis

Garantie
 Selon nos conditions générales.
 Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Toutes les mesures en cm, mesures arrondies ± 1 cm
 Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression
 ● = Standard

No de fax service clientèle: 031 958 3848

Charge tolérée jusqu'à: 75 kg
Poids de l'utilisateur: kg

Position tarifaire de l'assurance sociale: 540000

Prix de base CHF 2140
 Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimension	
●	ZIPPIE RX KIDZ, Prix de base 2140
●	Fixations pour le transport handicapés montées/marquées Std

Largeur du siège en cm

	25.0	28.0	30.5	33.0	35.5	38.0
30.5	○	○	○	○	○	○
33.0	○	○	○	○	○	○
35.5	○	○	○	○	○	○
38.0	●	●	●	●	●	●

● **Seulement avec élargissement du châssis avant**

- Spécifications standard:**
- Dossier appui lombaire 8", avec toile de dossier capitonné
 - Accoudoir réglable en hauteur de façon mécanique
 - 4" (100 mm) roues avant Polyuréthane
 - 5 1/4" (135 mm) fourche de roue avant
 - 22" roues arrières pneus pleins
 - Freins à débattement court SOPUR Style
 - Ceinture de sécurité
 - Toutes les autres options peuvent être choisies sans supplément (sauf rubrique accessoires)

Le fauteuil roulant est transit testé

Hauteur du siège avant en cm

	Fourche	44	45	46	47	48	49	50	51
4"	135 mm	○	○	○					
	152 mm			○	○	○			
5"	135 mm	○	○	○	○				
	152 mm			○	○	○	○		
6"	135 mm		○	○		○	○		
	152 mm					○	○	○	○

Hauteur du siège arrière en cm

Roues arrières	Plaque de fixation standard							
	en bas				en haut			
	1	2	3	4	1	2	3	4
22" (489mm)	47	45	43	41	45	43	41	39
24" (540mm)	49	47	45	43	47	45	43	41

Plaque de fixation verticale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			45	44	43	42	41	40	39
							43	42	41

La plaque de fixation verticale (par réglage d'origine) est ajustée 2.5 cm plus profond que la hauteur avant choisie.

Châssis


●	Châssis à l'avant fix, élargissement du châssis avant, angle 90° (avec repose-pieds bi-partis, soutien mollet incl.)			Std
□	Châssis à l'avant Swing-away, angle du châssis 70° ou repose-pieds ELR			

Couleurs

□	6 Jaune / Yellow	□	22 Rouge Brillant / Brillant Red
□	15 Marine Brillant / Brillant Marine	□	29 Noir / Black (RAL 9005)

Siège

●	Toile de siège, tension réglable			Std
●	Coussin en mousse avec revêtement noir, 5 cm			Std
□	Kit rallongement de la prof. du siège 2.5 cm avec revêtement (Prof. du siège max. 35.5 cm)			
□	Kit rallongement de la prof. du siège 5 cm avec revêtement (Prof. du siège max. 33 cm)			

Voir aussi bulletin de commande 

JAY

ZIPPIE RX KIDZ				Tarif-Pos.	CHF excl.	
Dossier						
Hauteur du dossier ajusté à	<input type="radio"/> 30.5 cm	<input type="radio"/> 35.5 cm	<input type="radio"/> 40.0 cm			
	<input type="radio"/> 33.0 cm	<input type="radio"/> 38.0 cm	<input type="radio"/> 43.0 cm			
Dossier						
<input checked="" type="checkbox"/>	Tubes dossier, appui lombaire 8°, avec poignées intégrées					Std
<input type="checkbox"/>	Elargissement du dossier (accroissement)					
<input type="checkbox"/>	Toile de siège et dossier avec motif d'impression spécial pour enfants					
Toile de dossier						
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier capitonné					Std
<input type="checkbox"/>	Toile réglable, capitonné (uniquement en noir)					
Protège vêtements / accoudoirs						
Protège vêtements						
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements en plastique, amovible, à fixer (pas en combinaison avec accoudoirs)					
Accoudoirs						
<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de façon mécaniques (par outils)					Std
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs, garniture d'accoudoir 25 cm, démontables, régl. en hauteur (seulement à partir d'une prof. du siège de 30.5 cm)					
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs, garniture d'accoudoir 35 cm, démontables, régl. en hauteur (seulement à partir d'une prof. du siège de 30.5 cm)					
Repose-pieds / Palettes palettes (sans tube de fixation intermédiaire montées directement à la potence)						
<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-pieds 70° (Paire, seulement à partir d'une prof. du siège de 30.5 cm)					Std
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds ELR réglable individuellement en hauteur (Paire, seulement disponible avec châssis swing-away)					
<input checked="" type="checkbox"/>	Bi-partis, aluminium, réglable en angle et profondeur avec support pour talon					Std
Roues avant						
Roues avant						
<input checked="" type="checkbox"/>	4" (100 mm) Polyuréthane					Std
<input type="checkbox"/>	5" (127 mm) Polyuréthane					
<input type="checkbox"/>	6" (152 mm) Polyuréthane					
Fourche de roue avant						
<input checked="" type="checkbox"/>	5 1/4" (135 mm) fourche de roue avant					Std
<input type="checkbox"/>	6" (152 mm) fourche de roue avant					
Plaques de fixation						
<input checked="" type="checkbox"/>	Plaque de fixation verticale, réglable, adaptateur de positionnement (Régl. du centre de gravité possible, carrossage des roues std 2")					Std
<input type="checkbox"/>	Adaptateur standard monté à l'avant					
<input type="checkbox"/>	Adaptateur standard monté à l'arrière (adaptateur pour amputé)					
Roues arrières						
<input checked="" type="checkbox"/>	22" rayons croisés avec axes à déverrouillage rapide					Std
Pneus						
<input checked="" type="checkbox"/>	Pneus pleins					Std
<input type="checkbox"/>	Pneumatique					
Mains courantes						
<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium					Std
Freins						
<input checked="" type="checkbox"/>	Freins à débattement court SOPUR Style					Std
Accessoires						
<input checked="" type="checkbox"/>	Levier de basculement	<input type="checkbox"/> à gauche	<input type="checkbox"/> à droite			Std
<input checked="" type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité					Std
Options et Accessoires avec prix supplémentaires						
<input type="checkbox"/>	Dossier avec poignées intégrées, réglable en hauteur, appui lombaire 8°			500130	249	
<input type="checkbox"/>	Roulette de sécurité			500101	135	
<input type="checkbox"/>	Freins à tambours pour accompagnateur			500104	289	
<input type="checkbox"/>	Rallonges de freins, paire			500105	55	
<input type="checkbox"/>	Table de thérapie rabattable (seulement avec accoudoirs régl. en hauteur et garnitur d'accoudoir 35 cm & LS 35.5 cm et plus large)			500117	448	



Veillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY



JAY Basic



JAY Soft Combi P



Dossier J3: différentes tailles et versions

RX KIDZ	Prix de base	CHF	2140
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	45
TVA 7.7%		CHF	
Prix T.T.C		CHF	