

## EXTREME X8




### BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client			Adresse de livraison	
N° client:			correspond à l'adresse de facturation	
Nom:			N° client:	
Rue:			Nom:	
NPA/Lieu:			Rue:	
E-mail:			NPA/Lieu:	
Tél.:			E-mail:	
Informations relatives à la commande			Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	B4M (construit pour moi)	<b>Charge utile max.</b> 182 kg – sans lift et sans bascule d'assise 155 kg – avec lift et bascule d'assise	
Commission			<b>Poids de l'utilisateur</b>	<b>kg</b>
<b>N° art.: M-EX8</b>		<b>Position tarifaire: 60.140.001</b>	<b>Prix de base CHF 19'900</b>	
Dernière mise à jour : 19.03.2020, prix valables jusqu'à nouvel avis				

## Dimensions du client

a) Hauteur de la tête	mm
b) Hauteur de l'épaule	mm
c) Hauteur axillaire	mm
d) Hauteur de la coude	mm
e) Hauteur de la hanche	mm
f) Largeur des épaules	mm
g) Largeur du tronc	mm
i) Largeur de la taille	mm
j) Longueur des cuisses	mm
m) Longueur des plantes de pieds	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur nette d'assise	mm



## Données techniques

<b>Charge utile max.</b>	182 kg – sans lift et sans bascule d'assise 155 kg – avec lift ou bascule d'assise	<b>Garde au sol</b>	100 mm (peut varier selon configuration)
<b>Largeur base</b>	710 mm	<b>Roues tout-terrain</b>	14" (noir)
<b>Longueur de base</b>	1'030 mm	<b>Chargeur</b>	220V / 10 A
<b>Boîtier de commande</b>	R-Net	<b>Batteries</b>	70 Ah type GEL, sans maintenance
<b>Moteurs</b>	4 pôles, 10 km/h, 4 x 700 W	<b>Rayon de braquage</b>	2'000 mm

Crash testé selon ISO7176-19 (accroches-taxi en option)

## Base

Fauteuil roulant électrique		Pos. tarifaire	CHF
M-EX8	<b>EXTREME X8</b>		19'900
M-EX8-4x4	<b>4 roues motrices (4x4)</b>	70.451.000	6'000

Couleur châssis		CHF
	Rouge (Flame red)	Std
	Bleu (Ocean blue)	n/c
	Noir (Stealth black)	n/c
	Orange (Desert tangerine)	n/c
	Jaune (Sunrise yellow)	n/c
	Vert (Forest green)	n/c
	Camouflage Forêt (Camo forest)	n/c
	Camouflage Armée (Army Camo)	n/c
	Flames (Flames fury)	n/c

Options de châssis		CHF
EX8B0-SL	Blocage de direction	Std
EX8B0-CTTD	Accroches taxi	Std
EX8B0-EXSR	Rouleau anti-bascule	Std

Roues motrices		CHF
DT0-P	Pneumatique noir, basse pression	Std
DWRO-SR	Jantes chromées	Std

Eclairage LED		Pos. tarifaire	CHF
L-LC	Kit éclairage monté sur châssis	60.553.000	Std

## Fonctions d'assise

## Modules d'inclinaison d'assise

Pos. tarifaire

CHF

UO-T	Inclinaison d'assise électrique, 0° - 50°	60.554.000	Std
UO-L&T	Module combiné élévation (300 mm) et inclinaison d'assise électrique, 0° - 45°	70.132.000	1'840

## Hauteurs d'assise

CHF

RSH-L	+0 mm (soit 470 mm)		Std
-------	---------------------	--	-----

## Types d'assise

CHF

SO-MPSV	Assise confort, housse vinyle ( <b>voir section A</b> )		Std
SO-MPSF	Assise confort, housse tissu ( <b>voir section A</b> ) (1)		n/c
SO-RSP	Assise rehab ( <b>voir section B</b> )		310

A – Assise confort, tailles 

CHF

## Largeur

MPSSSW-405	405 mm – uniquement avec profondeurs: 405, 430 et 455 mm (conseillée pour largeur bassin 350 mm)		n/c
MPSSSW-430	430 mm – uniquement avec profondeurs: 405, 430 et 455 mm (conseillée pour largeur bassin 375 mm)		n/c
MPSSSW-455	455 mm (conseillée pour largeur bassin 375 mm)		Std
MPSSSW-480	480 mm (conseillée pour largeur bassin 400 mm)		n/c
MPSSSW-510	510 mm (conseillée pour largeur bassin 425 mm)		310
MPSSSW-535	535 mm (conseillée pour largeur bassin 480 mm)		310
MPSSSW-560	560 mm (conseillée pour largeur bassin 505 mm)		310
MPSSSW-585	585 mm (conseillée pour largeur bassin 530 mm)		310
MPSSSW-610	610 mm (conseillée pour largeur bassin 555 mm)		310

## Profondeur

MPSSSD-405	405 mm		n/c
MPSSSD-430	430 mm		n/c
MPSSSD-455	455 mm		Std
MPSSSD-480	480 mm		n/c
MPSSSD-510	510 mm		n/c
MPSSSD-535	535 mm		n/c
MPSSSD-560	560 mm		n/c

B – Assise rehab, tailles 

## Largeur

RSW-305	305 mm	RSW-380	380 mm	RSW-455	455 mm		n/c
RSW-330	330 mm	RSW-405	405 mm	RSW-480	480 mm		n/c
RSW-355	355 mm	RSW-430	430 mm				n/c
RSW-510	510 mm	RSW-560	560 mm	RSW-610	610 mm		310
RSW-535	535 mm	RSW-585	585 mm				310

## Profondeur

RSD-305	305 mm	RSD-305	405 mm	RSD-510	510 mm		n/c
RSD-330	330 mm	RSD-430	430 mm	RSD-535	535 mm		n/c
RSD-355	355 mm	RSD-455	455 mm	RSD-560	560 mm		n/c
RSD-380	380 mm	RSD-480	480 mm				n/c

(1) Seulement disponible avec dossier confort

**Dossier****Types de dossier**

CHF

BS-MPSB	Dossier confort ( <b>voir Section C</b> ) (1)	Std
BS-RC	Dossier rehab (2)	405

**Dossier rehab, modules d'inclinaison de dossier**

CHF

RO-MR	Réglage de l'angle du dossier, mécanique : 0°-170°	n/c
RO-PR	Réglage de l'angle du dossier, électrique : 0°-160° (1)	1'690
RO-ASPR	Réglage de l'angle du dossier, électrique : 0°-155° avec adaptation en longueur biomécanique (3)	2'190

**C – Dossier confort, housses**

CHF

BU-F	Dossier confort tissu	n/c
BU-V	Dossier confort vinyle	Std

**C – Dossier confort, tailles**

CHF

**Largeur coussin de dossier**

BW-405	405 mm (pour largeurs d'assise 405, 430 et 455 mm)	n/c
BW-430	430 mm (pour largeurs d'assise 405, 430, 455 et 480 mm)	n/c
BW-455	455 mm (pour largeurs d'assise 405, 430, 455, 480 et 510 mm)	Std
BW-480	480 mm (pour largeurs d'assise 430, 455, 480, 510 et 535 mm)	n/c
BW-510	510 mm (pour largeurs d'assise 455, 480, 510, 535 et 560 mm)	310
BW-535	535 mm (pour largeurs d'assise 480, 510, 535, 560 et 585 mm)	310
BW-560	560 mm (pour largeurs d'assise 510, 535, 560, 585 et 610 mm)	310
BW-585	585 mm (pour largeurs d'assise 535, 560, 585 et 610 mm)	310
BW-610	610 mm (pour largeurs d'assise 560, 585 et 610 mm)	310

**Hauteur coussin de dossier**

MPSBH-430	430 mm	n/c
MPSBH-480	480 mm	n/c
MPSBH-535	535 mm	Std
MPSBH-585	585 mm	n/c
MPSBH-635	635 mm	n/c

**C – Dossier confort, module d'inclinaison de dossier**

CHF

RO-MR	Dossier manuel par molettes, 0°-170°	Std
RO-PR	Dossier électrique, 0° - 160°	1'690

**Poignée de poussée**

CHF

PH-MPSPR	Barre de poussée pour dossier confort	n/c
----------	---------------------------------------	-----

**Accessoires de dossier**

CHF

BH-BHB	Crochets pour sac à dos, montés sur dossier	n/c
BH-BHP	Crochets pour sac à dos, montés sur barre de poussée	n/c

(1) Non disponible avec largeur d'assise 305 à 380 mm

(2) Non disponible avec assise confort

(3) Non disponible avec largeur d'assise 305 à 355 mm

**Appui-tête****Appui-tête, capitonnage**

CHF

HT-MPSCHMU	Confort (uniquement pour dossier confort)	360
HT-MRS	Magic standard (uniquement avec support réglable)	550

**Appui-tête, type de fixation**

CHF

BOH-HMC-MPS	Standard (uniquement pour dossier confort)	n/c
BOH-HMC-MA	Réglable multi-axes	n/c

**Appui-tête, revêtement**

CHF

HU-F	Tissu	n/c
HU-V	Vinyle	Std

**Accoudoirs****Accoudoirs, types**

CHF

AO-STD	Standards	Std
AO-FA	Relevables	890

**Accoudoirs, hauteur**

AH-220	220 mm	AH-260	260 mm	AH-300	300 mm	AH-340	340 mm	AH-380	380 mm
AH-230	230 mm	AH-270	270 mm	AH-310	310 mm	AH-350	350 mm	AH-390	390 mm
AH-240	240 mm	AH-280	280 mm	AH-320	320 mm	AH-360	360 mm		
AH-250	250 mm	AH-290	290 mm	AH-330	330 mm	AH-370	370 mm		

**Manchettes d'accoudoirs, types**

CHF

AC-75	Confort 75 mm				Std
AC-MPS	Confort forme P 100 mm				n/c

**Accoudoirs, options**

CHF

AU-V	Manchette finition vinyle	Std
AU-F	Manchette finition tissu	n/c
AU-RGD	Manchette finition gel et dartex	380

**Positionnement & accessoires****Ceinture**

CHF

LBO-RLB	Ceinture à boucle avec enrouleur	125
---------	----------------------------------	-----

**Commande / électronique****Module de commande R-Net** CHF

JO-CSJSM	Affichage LCD (écran couleur standard)	n/c
JO-LEDJSM	LED, vérin	Std
JO-BCJSM2	Advanced écran couleur LCD haute résolution, contrôle Infra Rouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	1'300

**Montage module de commande** CHF

CO-JP-R	Droite	Std
CO-JP-L	Gauche	n/c

**Pantographes, Types** CHF

CO-SO-SJOM	Escamotage extérieur (avec aimant)	Std
------------	------------------------------------	-----

**Repose-pied****Longueur de jambes**

FH-300	300 mm	FH-330	330 mm	FH-360	360 mm
FH-310	310 mm	FH-340	340 mm	FH-370	370 mm
FH-320	320 mm	FH-350	350 mm	FH-380	380 mm

**Repose-pieds, types** CHF

EX8LC-CPL	Repose-pieds central manuel, avec support de talon	Std
EX8LC-CMPEL	Repose-pied central électrique, avec appuis-mollet	2'960

**Palettes** CHF

X8FS-2PFU	Palette 2-partie, relevable	Std
X8FS-1PFCMPE	Palette monobloc, relevable (pour repose-pied central électrique)	n/c

**Accessoires** CHF

A-AC-1x12V	Prises de charge (1x12V + 2xUSB)	308
A-AC-2USBSRM	Prises de charge (2xUSB) - montée sur rail d'assise	285
A-AC-2USBAM	Prises de charge (2xUSB) - montée sur l'accoudoir	285
A-LR	Porte bagages (charge max. 10 kg)	231

**AUTRES OPTIONS SUR DEMANDE.**


## Matrice prise de mesure ASSISE CONFORT

◀ RETOUR



## Matrice prise de mesure ASSISE REHAB

◀ RETOUR





**Commentaires pour B4M** (veuillez demander un devis; les délais de livraison peuvent diverger)



**EXTREME X8**

CHF

<b>Prix de base</b>	<b>19'900</b>
Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition	<b>90</b>
Prix hors TVA	
TVA 7.7%	
<b>Prix T.T.C.</b>	

**Date**

**Signature**

Jour      Mois      Année



**Sunrise Medical SA**

Elenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 Fon: 031 958 3838  
 cs@sunrisemedical.ch  
 www.SunriseMedical.ch