

Aperçu des combinaisons WheelDrive

WheelDrive, la propulsion électrique auxiliaire de la marque Quickie, s'adapte sur presque tous les fauteuils roulants manuels – et ce sans élément de fixation supplémentaire ou modification du fauteuil roulant.

Merci de contacter Sunrise Medical, si votre modèle de fauteuil roulant n'est pas indiqué dans cette liste.



Marque / modèle	Marque / modèle	Marque / modèle	Marque / modèle
Sunrise Medical	Bischoff & Bischoff	K-Series	Start M5 Comfort
Breezy BasiX ²	Pyro Light	K-Series attract	Ventus
Breezy Cirrus 4	Pyro Start	Ultra-Light	Panthera
Breezy Cirrus G5	Revolution R2	LEVO	Bambino
Breezy Emineo	S-Eco 2	LEVO active-easy LAE	S2
Breezy Exigo 20	S-Eco 300	LEVO compact-easy LCEV	S2 Swing
Breezy RubiX ²	S-Top	LEVO Summit EL	S3
Sopur Argon	Triton	LEVO Summit M	S3 Swing
Sopur Argon ²	DIETZ	Meyra	U2
Sopur Argon Ti	AS 01	Avanti / Avanti Pro	U2 Light
Sopur Easy 160 i	Etac	Eurochair 1.750	U3
Sopur Easy 200	Cross 5	Eurochair 1.850	U3 Light
Sopur Easy 300	Invacare	Eurochair ² 2.750	PRO ACTIV
Sopur Easy ^{max}	Action 3	Eurochair ² 2.850	Buddy
Sopur Helium	Action 4	Hurricane	Speedy
Sopur Life	Action 4 NG	Nano	Traveler
Sopur Life R	Action 5	Service 3.600	SORG
Sopur Life RT	Action XT	Smart ^f /Smart ^s	Jump Alpha (dès LS 280 mm)
Sopur Life T	Myon HC	X1	Jump Beta
Sopur Neon ²	Rea Focus	X-Star	Vector (dès LS 280 mm)
Sopur Xenon ² / Xenon ² SA	SpinX	ZX1 / ZX3	Vector BSA
Sopur Xenon / Xenon SA	Top End Terminator	O'	Vassilli
	XLT	Multihopper	Hi-Lo M
	Ki Mobility	OlympicHopper	Hi-Lo M Alu Line
	Little Wave Click	SwayHopper	Veldink4kids
	Rogue	Otto Bock	Adapt
Berollka	Küschall	Avantgarde CV/CS/4/VR/T	Kiddo Classic
Basic	Advance	Motus	Kiddo Tilt
Cobra Sport	Champion	Motus CV/CS	Kiddo Xperience
Finess	Compact	Start4 M2	
Phoenix	Compact attract	Start M2 Effect	
Slade SLT/AR			
Sprint AR/SLT			

Svp, veuillez prendre note : cette liste vous donne une indication pour savoir sur quels fauteuils peut être montée la WheelDrive. Année de fabrication, réglage du centre de gravité et taille des roues peuvent toutefois influencer la compatibilité. Une condition préalable importante est que le support de l'axe ait un diamètre de 12 ou 12,7 mm.

Pour être sûr à 100% que la WheelDrive est compatible avec votre fauteuil, il est nécessaire d'en tester le montage. Vous pouvez aussi demander l'aide de votre détaillant.

Attention : la combinaison est impossible avec les freins à tambour.