



Edition: 08/19

Adresse de facturation:

Société: _____
 Rue: _____
 NPA/Lieu: _____
 E-Mail: _____
 Fon: _____ Fax: _____

Date: _____
 Commission: _____
 Commandé par: _____

JAY® Zip - caractéristiques

- Dossier complet pour des enfants/jeunes jusqu'à 75 kg
- Fixation universelle à 2-point pour montage/démontage rapide
- Facile à ajuster et adapter (besoins changeants)
- Nombreuses options de positionnement et de transferts
- Dossier et accessoires crash testé
- Housse intérieure déperlante & housse extérieure microclimatique/antibactérienne

Exemple d'utilisation:

Pour les utilisateurs nécessitant un support dorsal postural allant d'une légère stabilité latérale à une stabilité latérale et postérieure extrême.
 Gamme complète de formes posturales pour assurer un support dorsal à la bonne hauteur.
 Réglable en profondeur, hauteur, inclinaison et à la largeur d'assise, pour un positionnement et un alignement dorsal rapides et complets.

Adresse de livraison:

Société: _____
 Rue: _____
 NPA/Lieu: _____
 E-Mail: _____
 Fon: _____



Numéro de commande Sunrise Medical: _____

Fax service clientèle: 031 958 3848

Poids max. de l'utilisateur kg
 Poids de l'utilisateur

Prix de base CHF 810 hors TVA

Prix de vente recommandé

Garantie

Selon nos conditions générales de vente.
 Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression.

MATRICE MESURES DE BASE ET FORMES



Profondeur (contour)	2.5 cm	3.8 cm	5 cm	6.3 cm
Largeur du dossier	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
Pour largeur de siège	20-23 cm	26-29 cm	30-34 cm	35-38 cm
Largeur maximale du tronc	18 cm	23 cm	28 cm	33 cm



		Largeur du dossier			
		20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
Hauteur du dossier	S (15 cm)	○	○	○	○
	M (20 cm)	○	○	○	○
	T (25 cm)	○	○	○	○
	X (30 cm)	○	○	○	○

Veuillez appliquer la matrice Jay Zip ci-dessus pour déterminer la taille correcte du dossier et des housses additionnelles.

DOSSIER ZIP COMPLET

JZIPBwwhEU

Dossier complet y compris:

- Système de fixation très léger
- Réglage de la profondeur d'env. 4 cm (resp. 7.5 cm par montage de la fixation à l'envers)
- Inclinaison du dossier de -20° à +20°
- Système de fixation du dossier recouvert de néoprène
- Housse intérieure déperlante & housse extérieure microclimatique et antibactérienne (en noir)
- Support lombaire, outil & adaptateurs diverses pour tubes de dossier

Composition du numéro de commande (exemple): JZIPB 25 T EU - JZIPB: Dossier Zip; 25: Largeur du dossier (cm); T: Tall (Hauteur du dossier); EU: Version EU

HOUSSE DE DOSSIER (tableau de tailles: voir matrice sur page 1)			
CJZIPBBKwwh	<input type="checkbox"/>	Housse extérieure microclimatique additionnelle en noir (Exemple codage: CJZIPB BK 25 T -> CJZIPB: dossier Zip housse extérieure; BK: noir; 25: largeur; T: hauteur = Tall)	nc
CJZIPBBLwwh	<input type="checkbox"/>	Housse extérieure microclimatique additionnelle en bleu (Exemple codage: CJZIPB BL 25 T -> CJZIPB: dossier Zip housse extérieure; BL: bleu; 25: largeur; T: hauteur = Tall)	nc
CJZIPBPKwwh	<input type="checkbox"/>	Housse extérieure microclimatique additionnelle en pink (Exemple codage: CJZIPB PK 25 T -> CJZIPB: dossier Zip housse extérieure; PK: pink; 25: largeur; T: hauteur = Tall)	nc
CIJZIPBwwh	<input type="checkbox"/>	Housse intérieure déperlante additionnelle (Exemple codage: CIJZIPB 25 T -> CIJZIPB: dossier Zip housse intérieure; 25: largeur; T: hauteur = Tall)	89

CACHE DE SIÈGE		Largeur en cm	20	25	30	35	
JZBVFww	<input type="checkbox"/>	Cache de l'espace entre le haut du coussin et la partie inférieure du dossier	<input type="checkbox"/> JZBVF20	<input type="checkbox"/> JZBVF25	<input type="checkbox"/> JZBVF30	<input type="checkbox"/> JZBVF35	68

APPUI-TÊTE (pas disponible en hauteur basse (S))		Soumise à des crash tests en combinaison avec le système de dossier				
JZBHED15	<input type="checkbox"/>	Appui-tête coussin standard 15 cm (unité de montage incl.)				445
JZBHED20	<input type="checkbox"/>	Appui-tête coussin standard 20 cm (unité de montage incl.)				445
JZBHEDCINF	<input type="checkbox"/>	Appui-tête coussin contour 15 cm (unité de montage incl.)				464
JZBHEDCS	<input type="checkbox"/>	Appui-tête coussin contour 20 cm (unité de montage incl.)				464


CALES TRONC (pas disponible en hauteur basse (S))

Cales tronc fixes			
JZFX34CE	<input type="checkbox"/>	Cales tronc Zip fixes, coussin contour - 7.5x10.0 cm	Paire 276
JZFX45CE	<input type="checkbox"/>	Cales tronc Zip fixes, coussin contour - 10.0x12.5 cm	Paire 276

Cales tronc escamotables			
JZSA34CE	<input type="checkbox"/>	Cales tronc Zip escamotables, coussin contour - 7.5x10.0 cm	Paire 449
JZSA45CE	<input type="checkbox"/>	Cales tronc Zip escamotables, coussin contour - 10.0x12.5 cm	Paire 449
JZSA34COAE	<input type="checkbox"/>	Cales tronc Zip escamotables, 2.5 cm réglable vers l'intérieur, coussin contour - 7.5x10.0 cm	Paire 449
JZSA45COAE	<input type="checkbox"/>	Cales tronc Zip escamotables, 2.5 cm réglable vers l'intérieur, coussin contour - 10.0x12.5 cm	Paire 449

HARNAIS (pas disponible en hauteur basse (S))		XXS	XS	S	M	
<input type="checkbox"/>	Sangle rembourrée (2-points)		<input type="checkbox"/> JZ4050E	<input type="checkbox"/> J3HRNPASS	<input type="checkbox"/> J3HRNPASM	148
<input type="checkbox"/>	Harnais à ouverture centrale (4-points)	<input type="checkbox"/> JZ9407E	<input type="checkbox"/> JZ9400E	<input type="checkbox"/> J3HRNCOHS	<input type="checkbox"/> J3HRNCOHM	222

Dimensions: Harnais à 4-points



A	25.5 cm	27.5 cm	30.8 cm	35.8 cm
B	17.5 cm	20.0 cm	22.5 cm	27.5 cm
C	12.5 cm	14.5 cm	16.5 cm	24.5 cm

ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT (dossier/vertèbre lombaire)		Quantité	
J3SPNCRS	<input type="checkbox"/>	Cale de distance courbée	35
J3SPNFLS	<input type="checkbox"/>	Cale de distance plate	35
J3SPNLLS	<input type="checkbox"/>	Cale de distance latérale	35
J3SPNSBB	<input type="checkbox"/>	Petit sacco avec micro-perles	35
J3SPNLBB	<input type="checkbox"/>	Grand sacco avec micro-perles	35
J3SPNPLP	<input type="checkbox"/>	Support lordose	35

Cale de dist. courbée	Cale de distance plate	Cale de dist. latérale	Petit sacco	Grand sacco	Support lordose
Largeur 25.0 cm	25.0 cm	6.0 cm	15.0 cm	25.0 cm	13.3 cm
Hauteur 10.0 cm	10.0 cm	10.8 cm	11.3 cm	8.0 cm	9.0 cm
Profondeur 1.3 cm	0.8 cm	1.3 cm	2.0 cm	2.0 cm	2.0 cm

JAY Dossier JAY Zip	Prix de base	CHF	810
Total des options avec supplément/réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	13
TVA 7.7%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	